




Gebruiksaanwijzing - LED Gezichtsmasker
User Manual - LED Face Mask
Manual d'utilisation - Masque LED pour le visage
Gebrauchsanweisung - LED Gesichtsmaske



Introductie

Bedankt dat je gekozen hebt voor ons product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product neem dan gerust contact met ons op via email: info@good-4you.nl.

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer je gebruik maakt van 'het LED Gezichtsmasker', hierna te noemen 'het product'.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze zorgvuldig!

Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt, is het belangrijk om de gebruiksaanwijzing en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg dan de Customer Service.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit.

Personen

- Het product is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het product hebben. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker. Gebruik en bewaar het product buiten bereik van kinderen. We raden aan om het product alleen te gebruiken als je 16 jaar of ouder bent.
- Vermijd gebruik van dit product op dezelfde dag als producten die lichtgevoelige ingrediënten bevatten.
- Gebruik het product niet in combinatie met in het lichaam geïmplanteerde elektronische apparaten, zoals kunsthart, kunstlongen, etc. Raadpleeg bij twijfel eerst je arts.
- Gebruik het product niet als je een genetische oogaandoening hebt of gevoelig bent voor lichtgevoeligheid.
- Gebruik het product niet als je lijdt aan een aandoening die gevoeligheid voor licht veroorzaakt.
- Gebruik het product niet bij zwangere vrouwen, mensen met een ernstige hartaandoening, ernstig zieke patiënten en andere spoedeisende patiënten. Raadpleeg bij twijfel eerst je arts.
- Gebruik het product niet in de buurt van baby's.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten in één therapiesessie.
- Als je het product uitleent aan iemand anders, zorg er dan voor dat je het product met de gebruiksaanwijzing samen geeft.

Elektra

- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. De garantie vervalt, indien je toch het product opent of repareert. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het product niet met natte handen aan.

Overig

- Zorg ervoor dat je de knoppen kort indrukt om het product niet in de war te brengen. Steek geen objecten in of door de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen altijd de ruimte hebben om te bewegen en dat er niets klem zit.
- Steek geen objecten in of door de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen altijd de ruimte hebben om te bewegen en dat er niets klem zit.

Over het LED Gezichtsmasker

Het LED Gezichtsmasker is een draagbaar en oplaadbaar schoonheidsapparaat voor thuisgebruik, gebaseerd op geavanceerde LED-fototherapie. Het masker is vervaardigd uit hoogwaardig medisch siliconenmateriaal, wat zorgt voor comfortabel, veilig en eenvoudig gebruik.

Dankzij het lichte en opvouwbare ontwerp is het masker gemakkelijk mee te nemen. De verstelbare nylon band zorgt ervoor dat het geschikt is voor verschillende gezichtsvormen en hoofdmaten.

Het apparaat is uitgerust met 3 LED-chips per lichtpunt, wat zorgt voor maximale dekking en een gelijkmatige, effectieve behandeling:

- 70 lichtpunten × 3 chips = 210 LED's


Door deze verdeling worden alle zones gelijkmatig en intensief belicht.

Elke LED zendt 4 verschillende golflengten uit: rood licht (630 nm), blauw licht (460 nm), geel licht (590 nm) en nabij-infrarood licht (850 nm).

De bijbehorende controller biedt 7 instelbare kleurtherapieën, 5 instelbare intensiteitsstanden, evenals meerdere instelbare opties voor de behandelduur.

Hierdoor kan de behandeling eenvoudig worden afgestemd op persoonlijke voorkeur en huidbehoeften.

Door middel van LED-fototherapie dringt het licht diep door in de huid, waar het de celactiviteit ondersteunt en het natuurlijke huidproces stimuleert. Dit draagt bij aan de ondersteuning van de aanmaak van collageen en bindweefsel en helpt de huid er steviger, egaler en frisser uit te laten zien. Daarnaast ondersteunt het apparaat de doorbloeding, huidelasticiteit en algehele huidconditie. Dit kan bijdragen aan een egalere teint, een verbeterde huidbalans en het verzachten van fijne lijntjes en pigmentvlekken.



Ontvangen van Verzending




- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- Good4You LED Gezichtsmasker - Model MO8


Bijgevoegde accessoires

- 2x Verstelbare bevestigingsbanden
- 2x Oogbeschermers
- 1x Opladkabel
- 1x Afstandsbediening
- 1x Gebruiksaanwijzing



Installatiediagram

Bevestig de bevestigingsbanden
Sluit het apparaat aan op de
Afstandsbediening




Gebruik en Instellingen

- Reinig je gezicht grondig voordat je het LED Gezichtsmasker gebruikt. Resten van make-up of huidverzorgingsproducten kunnen het effect van de lichttherapie verminderen.
- Laad vóór het eerste gebruik de Afstandsbediening volledig op.
- Bevestig het LED Gezichtsmasker met de verstelbare bevestigingsbanden.
 - » Haal de banden door de openingen aan beide zijden van het masker.
 - » Stel de banden af totdat het masker stevig en comfortabel op je gezicht zit.
- Voer vóór het eerste gebruik een lichtgevoeligheidstest uit.
 - » Plaats het apparaat op de binnenkant van je arm en laat het 10 minuten werken.
 - » Ontstaat er roodheid, jeuk of andere huidreacties, stop dan met het gebruik en raadpleeg een schoonheidsspecialist voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.
 - » Na gebruik kan de huid tijdelijk rood worden. Dit is een normale huidreactie en verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 uur.
- Begin de behandeling altijd met intensiteitsstand 1 of 2, zodat je huid rustig kan wennen aan de lichttherapie.
- Verhoog de intensiteit en behandelduur geleidelijk, afhankelijk van je huidconditie en persoonlijk comfort.
- De aanbevolen gebruiksduur is 20 minuten per sessie.
- Voor optimale resultaten wordt aangeraden het apparaat 2 tot 3 keer per week te gebruiken.

Oplaadinstructies

- ⓘ Dit product bevat een ingebouwde lithium-ion polymeer batterij. **Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen**, omdat dit schade kan veroorzaken aan de batterij en het apparaat, waardoor het mogelijk niet correct functioneert.
1. Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik. Sluit hiervoor de USB-oplaadkabel aan op de Afstandsbediening en verbind deze met een externe stroombron, zoals een USB-adaptor of powerbank.
 2. Indicatiestatus: wanneer het indicatielampje op de Afstandsbediening knippert, wordt het apparaat opgeladen. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 4 tot 5 uur. Zodra het lampje uitgaat, is het opladen voltooid.
 3. Wanneer de batterij bijna leeg is, schakelt het apparaat automatisch uit. Laad het apparaat volledig op voordat je het opnieuw gebruikt.



Uitleg Lichtstanden

- **Rood licht (630 nm)**

Ondersteunt de natuurlijke celactiviteit en huidvernieuwing. Kan bijdragen aan een stevigere huid, verbeterde elasticiteit en een gladdere huidstructuur. Wordt vaak gebruikt om de huid er egaliger, frisser en jonger uit te laten zien.

- **Blauw licht (460 nm)**

Helpt de huid te zuiveren en kan bijdragen aan het verminderen van onzuiverheden. Ondersteunt een rustigere, schonere huid en wordt vaak toegepast bij een onrustige of acnegevoelige huid.

- **Groen licht (520 nm)**

Werkt balancerend op de huid en kan helpen bij het reguleren van talgproductie. Ondersteunt een gelijkmatigere teint en draagt bij aan een rustig en comfortabel huidgevoel.

- **Paars licht (630 nm + 460 nm – combinatie van rood en blauw)**

Combineert de voordelen van rood en blauw licht. Ondersteunt het herstel van de huid, helpt de huid tot rust te komen en kan bijdragen aan een egalere en gezonder ogende huid.

- **Geel licht (520 nm + 630 nm – combinatie van groen en rood)**

Ondersteunt de huidbalans en kan helpen bij het verminderen van zichtbare huidonregelmatigheden. Wordt vaak gebruikt om de huid er frisser en helderder uit te laten zien.

- **Cyaan licht (520 nm + 460 nm – combinatie van groen en blauw)**

Ondersteunt de huidstofwisseling en kan bijdragen aan een vitale, frisse uitstraling. Wordt vaak gebruikt om een vermoeide huid weer energiekeker te laten ogen.

- **Wit licht (460 nm + 520 nm + 630 nm – combinatie van blauw, groen en rood)**

Combineert meerdere lichtgolven voor een brede huidondersteuning. Dringt dieper door in de huid en kan bijdragen aan het verzachten van fijne lijntjes, het verbeteren van de huidstructuur en een minder vermoeide uitstraling.

Technische Data

Oplaadspanning	5V 0.5A
Batterijcapaciteit	1200mAh
Aantal LED's	210
Netto gewicht	145g

Onderhoud en Reiniging

Onderhoud

- Zet het product uit als je het niet gebruikt en haal de stekker uit het stopcontact.
- Houd het product stofvrij.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met scherpe objecten die het product kunnen beschadigen.
- Vouw het product niet scherp op tijdens opslag, omdat dit schade kan veroorzaken aan de interne bedrading.

Reiniging



Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen en houd het uit de buurt van oplosmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen.

- Zet het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je het schoonmaakt. Maak de basis en het bedieningspaneel van het product schoon met een vochtige doek die kort in schoonmaakmiddel is gedoopt en veeg het product droog met een droge, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of verdunners om het product schoon te maken.

Weggooiën en Recycling

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en neem contact met ons op via email: info@good-4you.nl
- Wij verlenen één jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van één jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Garantie GRATIS verlengen

1) Scan de QR-code hieronder om de Facebookpagina van Good4You te vinden en geef deze vervolgens een 'Vind ik leuk'.



2) Stuur een bericht met "Garantie" naar ons via Messenger of stuur een e-mail naar info@good-4you.nl om de garantie uit te breiden van 1 jaar naar 3 jaar.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



Introduction

Thank you for choosing our product! Always follow the safety instructions for safe use. If there are any questions about the product please feel free to contact us via email: info@good-4you.nl.

Intended Use

- This product is intended only for the purposes described in the manual.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use.
- Always observe the following precautions when using 'the LED Face Mask', hereinafter referred to as 'the product'.

Warnings and Safety Instructions



Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They could choke on it!
Read the instructions for use carefully before use and keep them in a safe place!

General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully. Note the risks and consequences associated with misuse of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Do not leave the product unattended when in use. When not in use, turn the product off

Persons

- This product is not suitable for persons (including children) with physical or mental disabilities, or for persons who lack experience or knowledge of the product. Use of the product is only permitted under supervision by a person responsible for the user's safety. Use and store the product out of the reach of children.
- We recommend using this product only if you are 16 years of age or older.
- Avoid using this product on the same day as products containing light-sensitive ingredients.
- Do not use this product in combination with implanted electronic devices, such as artificial hearts, artificial lungs, etc. If in doubt, consult a physician first.
- Do not use this product if you have a genetic eye disorder or are sensitive to light.
- Do not use this product if you suffer from a condition that causes photosensitivity.
- Do not use this product for pregnant women, people with serious heart conditions, seriously ill patients, or other emergency patients. If in doubt, consult a physician first.
- Do not use this product near babies.
- Do not use the device for longer than 20 minutes per therapy session.
- If you lend the product to someone else, ensure that the product is provided together with the user manual.

Elektra

- Do not disassemble, repair, or modify the product. Doing so may cause damage. Warranty is void if you open or repair the product yourself. For safety, parts may only be replaced by authorized personnel. Always return the product to a service center for repairs to prevent damage or personal injury.
- Do not use the product near a bath, shower, swimming pool, or sink filled with water.
- Ensure the product does not come into contact with water. Do not immerse in water. If water does enter the product, switch it off immediately and contact Customer Service.
- Do not touch the product with wet hands.

Other

- Ensure that the buttons are not pressed unintentionally when plugging in or moving the product.
- Do not insert objects into the openings or slots of the product. Ensure that no foreign objects enter the product housing.

About the LED Face Mask

The LED Face Mask is a portable and rechargeable beauty device for home use, based on advanced LED phototherapy. The mask is made of high-quality medical-grade silicone, ensuring comfortable, safe, and easy use.

Thanks to its lightweight and foldable design, the mask is easy to carry. The adjustable nylon strap makes it suitable for different face shapes and head sizes.

The device is equipped with 3 LED chips per light point, ensuring maximum coverage and an even, effective treatment:


- 70 light points × 3 chips = 210 LEDs

This distribution ensures that all areas are illuminated evenly and intensively.

Each LED emits four different wavelengths: red light (630 nm), blue light (460 nm), yellow light (590 nm), and near-infrared light (850 nm).

The accompanying controller offers 7 adjustable color therapy modes, 5 intensity levels, and multiple adjustable treatment duration options. This allows the treatment to be easily tailored to personal preferences and skin needs.

Through LED phototherapy, the light penetrates deep into the skin, where it supports cellular activity and stimulates natural skin processes. This helps support collagen and connective tissue production, contributing to a firmer, more even, and fresher-looking skin. In addition, the device supports circulation, skin elasticity, and overall skin condition, which may contribute to a more even complexion, improved skin balance, and the softening of fine lines and pigmentation.



Receiving Shipment




- Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Package Contents

- Good4You LED Face Mask - Model MO8


Included Accessories

- 2× Adjustable fastening straps
- 2× Eye protectors
- 1× Charging cable
- 1× Remote control
- 1× User manual



Installation diagram

Attach the fastening straps
Connect the device to the
remote control




Use and Settings

- Clean your face thoroughly before using the LED Face Mask. Residues of make-up or skincare products may reduce the effectiveness of the light therapy.
- Fully charge the remote control before first use.
- Attach the LED Face Mask using the adjustable fastening straps.
 - » Thread the straps through the openings on both sides of the mask.
 - » Adjust the straps until the mask fits securely and comfortably on your face.
- Before first use, perform a light sensitivity test.
 - » Place the device on the inside of your arm and let it operate for 10 minutes.
 - » If redness, itching, or other skin reactions occur, stop using the device and consult a beautician before using it again.
 - » After use, the skin may appear temporarily red. This is a normal skin reaction and usually disappears within 1 to 2 hours.
- Always start the treatment at intensity level 1 or 2 so your skin can gradually adapt to the light therapy.
- Increase the intensity and treatment duration gradually, depending on your skin condition and personal comfort.
- The recommended usage time is 20 minutes per session.
- For optimal results, it is recommended to use the device 2 to 3 times per week.

Charging instructions

- ⓘ This product contains a built-in lithium-ion polymer battery. Do not use the device while charging, as this may cause damage to the battery and the device, which may result in improper operation
1. Fully charge the device before first use. To do so, connect the USB charging cable to the remote control and connect it to an external power source, such as a USB adapter or power bank.
 2. Indicator status: when the indicator light on the remote control is flashing, the device is charging. The charging time is approximately 4 to 5 hours. Once the indicator light turns off, charging is complete.
 3. When the battery is nearly empty, the device switches off automatically. Fully recharge the device before using it again



Explanation of Light Modes

- **Red light (630 nm)**

Supports natural cellular activity and skin renewal. May contribute to firmer skin, improved elasticity, and a smoother skin texture. Often used to help the skin appear more even, fresh, and youthful.

- **Blue light (460 nm)**

Helps cleanse the skin and may contribute to reducing impurities. Supports a calmer, clearer skin and is often used for unsettled or acne-prone skin.

- **Green light (520 nm)**

Has a balancing effect on the skin and may help regulate sebum production. Supports a more even skin tone and contributes to a calm and comfortable skin feel.

- **Purple light (630 nm + 460 nm – combination of red and blue)**

Combines the benefits of red and blue light. Supports skin recovery, helps calm the skin, and may contribute to a more even and healthy-looking complexion.

- **Yellow light (520 nm + 630 nm – combination of green and red)**

Supports skin balance and may help reduce visible skin irregularities. Often used to help the skin appear fresher and brighter.

- **Cyan light (520 nm + 460 nm – combination of green and blue)**

Supports skin metabolism and may contribute to a vital, fresh appearance. Often used to help energize tired-looking skin.

- **White light (460 nm + 520 nm + 630 nm – combination of blue, green, and red)**

Combines multiple wavelengths for broad skin support. Penetrates deeper into the skin and may help soften fine lines, improve skin texture, and reduce a tired appearance.

Technical data

Charging voltage	5V 0.5A
Battery capacity	1200mAh
Number of LEDs	210
Net weight	145g

Maintenance and Cleaning

Maintenance

- Turn off the product when not in use and unplug it.
- Keep the product dust-free.
- Make sure the product is not in contact with sharp objects that may damage the product.
- Do not fold the product sharply during storage, as this may cause damage to the internal wiring

Cleaning



Do not immerse the product in water or other liquids and keep it away from solvents and harsh cleaning agents.

- Turn off and unplug the product before cleaning. Clean the base and control panel of the product with a damp cloth dipped briefly in detergent and wipe the product dry with a dry, soft cloth. Do not use abrasives or thinners to clean the product.

Disposal and Recycling

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please do not hesitate to contact us via email: info@good-4you.nl
- We provide one year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be validated within a period of one year from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Extend warranty for FREE

1) Scan the QR code below to find Good4You's Facebook page and then 'Like' it.



2) Send a message with "Warranty" to us via Messenger or email info@good-4you.nl to extend the warranty from 1 year to 3 years.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.



Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit ! Suivez toujours les instructions de sécurité pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email: info@good-4you.nl.

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné uniquement aux usages décrits dans le manuel.
- Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par une utilisation du produit au-delà de l'usage auquel il est destiné.
- Respectez toujours les précautions suivantes lorsque vous utilisez 'le masque LED pour le visage', ci-après dénommé 'le produit'.

Avertissements et consignes de sécurité

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr !

Généralités

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions. Notez les risques et les conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures corporelles et endommager le produit ou les produits qui y sont connectés.
- 'Utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans ce manuel.
- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service clientèle.
- Le produit est conçu et destiné à un usage privé. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Si vous n'utilisez pas le produit, éteignez-le.

Personnes

- Ce produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) présentant des handicaps physiques ou mentaux, ni aux personnes manquant d'expérience ou de connaissances concernant le produit. L'utilisation n'est autorisée que sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité de l'utilisateur. Utilisez et rangez le produit hors de portée des enfants.
- Nous recommandons d'utiliser ce produit uniquement à partir de 16 ans.
- Évitez d'utiliser ce produit le même jour que des produits contenant des ingrédients photosensibles.
- N'utilisez pas ce produit en combinaison avec des dispositifs électroniques implantés, tels que des cœurs artificiels, des poumons artificiels, etc. En cas de doute, consultez d'abord un médecin.
- N'utilisez pas ce produit si vous souffrez d'une maladie oculaire génétique ou si vous êtes sensible à la lumière.
- N'utilisez pas ce produit si vous souffrez d'une affection provoquant une photosensibilité.
- N'utilisez pas ce produit chez les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies cardiaques graves, les patients gravement malades ou d'autres patients en situation d'urgence. En cas de doute, consultez d'abord un médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité des bébés.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 20 minutes par séance de thérapie.
- Si vous prêtez le produit à une autre personne, veillez à fournir le produit accompagné de la notice d'utilisation.

Électricité

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même. Cela peut l'endommager. La garantie est annulée si le produit est ouvert ou réparé par du personnel non autorisé. Pour votre sécurité, les réparations doivent être effectuées uniquement par un service agréé. Retournez toujours le produit au service client afin d'éviter tout dommage ou blessure.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou de tout autre récipient rempli d'eau.
- Assurez-vous que ce produit ne soit jamais en contact avec de l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. En cas de contact avec de l'eau, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service client.
- Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.
- Ne couvrez pas le produit pendant l'utilisation. Ne placez jamais d'oreillers, de couvertures ou d'objets similaires sur l'appareil, cela peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées pendant l'utilisation.

Autres

- Veillez à ce que les boutons ne soient pas enfoncés accidentellement lors du branchement ou du déplacement du produit.
- N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures ou fentes du produit. Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le boîtier de l'appareil.

À propos du masque LED visage

Le masque LED visage est un appareil de beauté portable et rechargeable pour une utilisation à domicile, basé sur une technologie avancée de photothérapie LED. Le masque est fabriqué en silicone médical de haute qualité, garantissant une utilisation confortable, sûre et facile.

Grâce à son design léger et pliable, le masque est facile à transporter. La sangle en nylon réglable le rend adapté à différentes formes de visage et tailles de tête.

L'appareil est équipé de 3 puces LED par point lumineux, assurant une couverture maximale et un traitement homogène et efficace :


- 70 points lumineux × 3 puces = 210 LED

Cette répartition permet une illumination uniforme et intensive de toutes les zones.

Chaque LED émet quatre longueurs d'onde différentes : lumière rouge (630 nm), lumière bleue (460 nm), lumière jaune (590 nm) et lumière proche infrarouge (850 nm).

Le contrôleur associé propose 7 thérapies lumineuses réglables, 5 niveaux d'intensité et plusieurs options de durée de traitement réglables. Cela permet d'adapter facilement le traitement aux préférences personnelles et aux besoins de la peau.

Grâce à la photothérapie LED, la lumière pénètre en profondeur dans la peau, où elle soutient l'activité cellulaire et stimule les processus naturels de la peau. Cela contribue au soutien de la production de collagène et de tissu conjonctif, aidant la peau à paraître plus ferme, plus uniforme et plus fraîche. De plus, l'appareil soutient la circulation sanguine, l'élasticité de la peau et l'état général de la peau, ce qui peut contribuer à un teint plus uniforme, un meilleur équilibre cutané et à l'atténuation des ridules et des taches pigmentaires.



Réception de l'envoi

- Vérifiez le contenu du colis par rapport au bon de livraison lors de la réception. Signalez immédiatement tout article manquant ou endommagé à votre fournisseur. Si l'appareil semble endommagé, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre fournisseur avec une description détaillée du problème. Retournez les articles endommagés uniquement après accord avec votre fournisseur.

Contenu de l'emballage

- Good4You Masque LED pour le visage - Modèle MO8

Accessoires inclus

- 1x Sangles de fixation réglables
- 2x Protections oculaires
- 1x Câble de charge
- 1x Télécommande
- 1x Mode d'emploi







Schéma d'installation

Fixez les sangles de fixation
Connectez l'appareil à la
télécommande




Utilisation et réglages

- Nettoyez soigneusement votre visage avant d'utiliser le masque LED. Les résidus de maquillage ou de produits de soin peuvent réduire l'efficacité de la luminothérapie.
- Chargez complètement la télécommande avant la première utilisation.
- Fixez le masque LED à l'aide des sangles de fixation réglables.
 - » Faites passer les sangles par les ouvertures situées de chaque côté du masque.
 - » Ajustez les sangles jusqu'à ce que le masque soit bien ajusté et confortable sur votre visage.
- Avant la première utilisation, effectuez un test de sensibilité à la lumière.
 - » Placez l'appareil à l'intérieur de votre bras et laissez-le fonctionner pendant 10 minutes.
 - » En cas de rougeur, de démangeaisons ou d'autres réactions cutanées, arrêtez l'utilisation et consultez une esthéticienne avant de réutiliser l'appareil.
 - » Après utilisation, la peau peut apparaître temporairement rouge. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaît généralement en 1 à 2 heures.
- Commencez toujours le traitement avec le niveau d'intensité 1 ou 2 afin que la peau puisse s'habituer progressivement à la luminothérapie.
- Augmentez progressivement l'intensité et la durée du traitement en fonction de l'état de votre peau et de votre confort personnel.
- La durée d'utilisation recommandée est de 20 minutes par séance.
- Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser l'appareil 2 à 3 fois par semaine.

Instructions de charge

- ① Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère intégrée. **N'utilisez pas l'appareil pendant la charge**, car cela peut endommager la batterie et l'appareil et entraîner un fonctionnement incorrect.

1. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Pour ce faire, connectez le câble de charge USB à la **télécommande** et reliez-le à une source d'alimentation externe, telle qu'un adaptateur USB ou une batterie externe.
2. État du voyant : lorsque le voyant de la télécommande clignote, l'appareil est en cours de charge. Le temps de charge est d'environ **4 à 5 heures**. Lorsque le voyant s'éteint, la charge est terminée.
3. Lorsque la batterie est presque vide, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez complètement l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.



Explication des modes lumineux

- **Lumière rouge (630 nm)**

Soutient l'activité cellulaire naturelle et le renouvellement de la peau. Peut contribuer à une peau plus ferme, à une meilleure élasticité et à une texture plus lisse. Souvent utilisée pour donner à la peau un aspect plus uniforme, frais et jeune.

- **Lumière bleue (460 nm)**

Aide à purifier la peau et peut contribuer à réduire les imperfections. Favorise une peau plus calme et plus nette et est souvent utilisée pour les peaux sujettes aux imperfections ou à l'acné.

- **Lumière verte (520 nm)**

A un effet équilibrant sur la peau et peut aider à réguler la production de sébum. Soutient un teint plus uniforme et procure une sensation de confort cutané.

- **Lumière violette (630 nm + 460 nm – combinaison de rouge et de bleu)**

Combine les bienfaits de la lumière rouge et bleue. Soutient le processus de récupération de la peau, aide à apaiser la peau et peut contribuer à un teint plus uniforme et d'apparence plus saine.

- **Lumière jaune (520 nm + 630 nm – combinaison de vert et de rouge)**

Soutient l'équilibre cutané et peut aider à réduire les irrégularités visibles de la peau. Souvent utilisée pour donner à la peau un aspect plus frais et plus lumineux.

- **Lumière cyan (520 nm + 460 nm – combinaison de vert et de bleu)**

Soutient le métabolisme de la peau et peut contribuer à une apparence vitale et fraîche. Souvent utilisée pour redonner de l'énergie à une peau fatiguée.

- **Lumière blanche (460 nm + 520 nm + 630 nm – combinaison de bleu, vert et rouge)**

Combine plusieurs longueurs d'onde pour un soutien global de la peau. Pénètre plus profondément dans la peau et peut aider à atténuer les ridules, améliorer la texture de la peau et réduire l'aspect fatigué.

Données techniques

Tension de charge	5V 0.5A
Capacité de la batterie	1200mAh
Nombre de LED	210
Poids net	145g

Entretien et nettoyage

Entretien

- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et débranchez-le.
- Maintenez le produit à l'abri de la poussière.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus qui pourraient l'endommager.
- Ne pliez pas le produit de manière excessive lors du rangement, car cela peut endommager le câblage interne.

Nettoyage



N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides et tenez-le à l'écart des solvants et des produits de nettoyage agressifs.

- Éteignez le produit et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer. Nettoyez la base et le panneau de commande du produit à l'aide d'un chiffon humide légèrement imbibé de détergent et essuyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de diluants pour nettoyer le produit.

Élimination et recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! À la fin de sa durée de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les pouvoirs publics pour qu'il soit recyclé.

Service et garantie

- Si vous avez besoin de services ou d'informations concernant votre produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique : info@good-4you.nl
- Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Le client doit être en mesure de présenter une preuve d'achat et la garantie doit être valable pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts connus du client au moment de l'achat ; aux défauts causés par la propre faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Extension de garantie GRATUITE

1) Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la page Facebook de Good4You et cliquez sur "J'aime".



2) Envoyez-nous un message avec la mention "Garantie" par Messenger ou par e-mail info@good-4you.nl pour prolonger la garantie de 1 an à 3 ans.

Clause de non-responsabilité

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an email: info@good-4you.nl.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke bestimmt.
- Der Lieferant haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- Beachten Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung „die LED-Gesichtsmaske“, im Folgenden als „das Produkt“ bezeichnet.

Warnungen und Sicherheitshinweise



Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten sich daran verschlucken! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

Allgemeines

- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, ist es wichtig, dass Sie das Handbuch und die Anweisungen sorgfältig lesen. Beachten Sie die Risiken und Konsequenzen, die mit einer falschen Verwendung des Produkts verbunden sind. Eine falsche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt oder an damit verbundenen Produkten führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
- Wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder beschädigt wird, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für gewerbliche Zwecke.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen. Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, schalten Sie es aus.

Personen

- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen sowie für Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse über das Produkt. Die Verwendung ist nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Person gestattet, die für die Sicherheit des Nutzers verantwortlich ist. Verwenden und lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wir empfehlen die Verwendung dieses Produkts nur für Personen ab 16 Jahren.
- Vermeiden Sie die Anwendung dieses Produkts am selben Tag wie Produkte mit lichtempfindlichen Inhaltsstoffen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Kombination mit implantierten elektronischen Geräten, wie z. B. künstlichen Herzen, künstlichen Lungen usw. Im Zweifelsfall wenden Sie sich zuerst an einen Arzt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an einer genetischen Augenerkrankung leiden oder lichtempfindlich sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die eine Lichtempfindlichkeit verursacht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei schwangeren Frauen, Personen mit schweren Herzerkrankungen, schwerkranken Patienten oder anderen Notfallpatienten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich zuerst an einen Arzt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Babys.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten pro Therapiesitzung.
- Wenn Sie das Produkt an eine andere Person verleihen, stellen Sie sicher, dass es zusammen mit der Gebrauchsanweisung übergeben wird.

Elektrik

- Öffnen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht. Dies kann Schäden verursachen. Die Garantie erlischt, wenn Sie das Produkt dennoch öffnen oder reparieren. Aus Sicherheitsgründen dürfen Teile nur von autorisiertem Personal ersetzt werden. Senden Sie das Produkt immer an ein Servicezentrum, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten Waschbeckens.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht mit Wasser in Berührung kommt. Nicht in Wasser eintauchen. Wenn doch Wasser eindringt, schalten Sie das Produkt sofort aus und kontaktieren Sie den Kundendienst.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Sonstiges

- Achten Sie darauf, dass beim Einstecken oder Bewegen des Geräts die Tasten nicht versehentlich gedrückt werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen oder Schlitze des Geräts. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gehäuse gelangen.

Über die LED Gesichtsmaske

Die LED Gesichtsmaske ist ein tragbares und wiederaufladbares Schönheitsgerät für den Heimgebrauch, basierend auf fortschrittlicher LED-Phototherapie. Die Maske besteht aus hochwertigem medizinischem Silikon und sorgt für eine komfortable, sichere und einfache Anwendung.

Dank des leichten und faltbaren Designs ist die Maske einfach zu transportieren. Das verstellbare Nylonband macht sie für verschiedene Gesichtsformen und Kopfgrößen geeignet.

Das Gerät ist mit 3 LED-Chips pro Lichtpunkt ausgestattet, was eine maximale Abdeckung und eine gleichmäßige, effektive Behandlung gewährleistet:


- 70 Lichtpunkte × 3 Chips = 210 LEDs

Diese Verteilung sorgt dafür, dass alle Bereiche gleichmäßig und intensiv beleuchtet werden.

Jede LED sendet vier unterschiedliche Wellenlängen aus: rotes Licht (630 nm), blaues Licht (460 nm), gelbes Licht (590 nm) und nahinfrarotes Licht (850 nm).

Der zugehörige Controller bietet 7 einstellbare Farbtherapien, 5 Intensitätsstufen sowie mehrere einstellbare Optionen für die Behandlungsdauer. Dadurch lässt sich die Behandlung einfach an persönliche Vorlieben und Hautbedürfnisse anpassen.

Durch die LED-Phototherapie dringt das Licht tief in die Haut ein, wo es die Zellaktivität unterstützt und natürliche Hautprozesse stimuliert. Dies trägt zur Unterstützung der Kollagen- und Bindegewebsproduktion bei und hilft der Haut, fester, ebenmäßiger und frischer auszusehen. Darüber hinaus unterstützt das Gerät die Durchblutung, die Hautelastizität und den allgemeinen Hautzustand, was zu einem gleichmäßigeren Teint, einer verbesserten Hautbalance und zur Milderung feiner Linien und Pigmentflecken beitragen kann.



Empfang der Sendung



- Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Gerät beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigte Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

Verpackungsinhalt

- Good4You LED Gesichtsmaske – Modell MO8


Mitgeliefertes Zubehör

- 2× Verstellbare Befestigungsbänder
- 2× Augenschutz
- 1× Ladekabel
- 1× Fernbedienung
- 1× Gebrauchsanweisung



Installationsdiagramm

Befestigen Sie die Befestigungsbänder
Schließen Sie das Gerät an die
Fernbedienung an




Verwendung und Einstellungen

- Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich, bevor Sie die LED-Gesichtsmaske verwenden. Rückstände von Make-up oder Hautpflegeprodukten können die Wirksamkeit der Lichttherapie beeinträchtigen.
- Laden Sie die Fernbedienung vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Befestigen Sie die LED-Gesichtsmaske mit den verstellbaren Befestigungsbändern.
 - » Führen Sie die Bänder durch die Öffnungen an beiden Seiten der Maske.
 - » Stellen Sie die Bänder so ein, dass die Maske sicher und bequem auf Ihrem Gesicht sitzt.
- Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Lichtempfindlichkeitstest durch.
 - » Legen Sie das Gerät an die Innenseite Ihres Arms und lassen Sie es 10 Minuten lang arbeiten.
 - » Treten Rötungen, Juckreiz oder andere Hautreaktionen auf, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie vor der erneuten Nutzung eine Kosmetikerin.
 - » Nach der Anwendung kann die Haut vorübergehend gerötet sein. Dies ist eine normale Hautreaktion und verschwindet in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Stunden.
- Beginnen Sie die Behandlung immer mit Intensitätsstufe 1 oder 2, damit sich die Haut langsam an die Lichttherapie gewöhnen kann.
- Erhöhen Sie Intensität und Behandlungsdauer schrittweise, abhängig vom Hautzustand und persönlichen Komfort.
- Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 20 Minuten pro Sitzung.
- Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Gerät 2 bis 3 Mal pro Woche zu verwenden.

Ladeanweisungen

- ⓘ Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Polymer-Akku. **Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs**, da dies zu Schäden am Akku und am Gerät führen und die Funktion beeinträchtigen kann.

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Schließen Sie dazu das USB-Ladekabel an die **Fernbedienung** an und verbinden Sie es mit einer externen Stromquelle, z. B. einem USB-Netzadapter oder einer Powerbank.
2. Anzeigestatus: Wenn die Kontrollleuchte an der Fernbedienung blinkt, wird das Gerät geladen. Die Ladezeit beträgt etwa **4 bis 5 Stunden**. Sobald die Kontrollleuchte erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
3. Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es erneut verwenden.



Erläuterung der Lichtmodi

- **Rotes Licht (630 nm)**

Unterstützt die natürliche Zellaktivität und die Hauterneuerung. Kann zu strafferer Haut, verbesserter Elastizität und einer glatteren Hautstruktur beitragen. Wird häufig verwendet, um die Haut ebenmäßiger, frischer und jugendlicher erscheinen zu lassen.

- **Blaues Licht (460 nm)**

Hilft, die Haut zu reinigen, und kann zur Reduzierung von Unreinheiten beitragen. Unterstützt eine ruhigere, klarere Haut und wird häufig bei unreiner oder zu Akne neigender Haut eingesetzt.

- **Grünes Licht (520 nm)**

Wirkt ausgleichend auf die Haut und kann helfen, die Talgproduktion zu regulieren. Unterstützt einen gleichmäßigeren Teint und trägt zu einem ruhigen und angenehmen Hautgefühl bei.

- **Violettes Licht (630 nm + 460 nm – Kombination aus Rot und Blau)**

Kombiniert die Vorteile von rotem und blauem Licht. Unterstützt die Hautregeneration, hilft die Haut zu beruhigen und kann zu einem gleichmäßigeren und gesünder wirkenden Hautbild beitragen.

- **Gelbes Licht (520 nm + 630 nm – Kombination aus Grün und Rot)**

Unterstützt das Hautgleichgewicht und kann helfen, sichtbare Hautunregelmäßigkeiten zu reduzieren. Wird häufig verwendet, um die Haut frischer und strahlender erscheinen zu lassen.

- **Cyanlicht (520 nm + 460 nm – Kombination aus Grün und Blau)**

Unterstützt den Hautstoffwechsel und kann zu einer vitalen, frischen Ausstrahlung beitragen. Wird häufig eingesetzt, um müde wirkende Haut wieder energiegeladener erscheinen zu lassen.

- **Weißes Licht (460 nm + 520 nm + 630 nm – Kombination aus Blau, Grün und Rot)**

Kombiniert mehrere Wellenlängen für eine umfassende Hautunterstützung. Dringt tiefer in die Haut ein und kann dazu beitragen, feine Linien zu mildern, die Hautstruktur zu verbessern und einen müden Eindruck zu reduzieren.

Technische Daten

Ladespannung	5V 0.5A
Batteriekapazität	1200mAh
Anzahl der LEDs	210
Nettogewicht	145g

Wartung und Reinigung

Wartung

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird, und ziehen Sie den Netzstecker.
- Halten Sie das Gerät staubfrei.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, die das Gerät beschädigen könnten.
- Falten Sie das Produkt während der Aufbewahrung nicht scharf, da dies Schäden an der internen Verkabelung verursachen kann.

Reinigung



Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und halten Sie es von Lösungsmitteln und aggressiven Reinigungsmitteln fern.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie den Sockel und das Bedienfeld des Geräts mit einem feuchten, kurz in Reinigungsmittel getauchten Tuch und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch trocken. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Verdüner zur Reinigung des Geräts.

Entsorgung und Recycling

- Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.

Service und Garantie

- Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren: info@good-4you.nl
- Wir gewähren eine einjährige Garantie auf unsere Produkte. Der Kunde muss einen Kaufnachweis vorlegen können, und die Garantie muss innerhalb eines Jahres ab dem Kaufdatum in Anspruch genommen werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur verursacht wurden; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden verursacht wurden; für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

KOSTENLOSE Garantieverlängerung

1) Scannen Sie den QR-Code unten, um die Good4You-Facebook-Seite zu finden, und klicken Sie auf "Gefällt mir"



2) Schicken Sie uns eine Nachricht mit dem Vermerk "Garantie" per Messenger oder E-Mail an info@good-4you.nl, um die Garantie von 1 Jahr auf 3 Jahre zu verlängern.

Haftungsausschluss

- Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Good4You®

© OnlineGoods
Wielewaalpad 5
5327AV Hurwenen



 info@good-4you.nl

 www.good-4you.nl