




Gebruiksaanwijzing - Shiatsu Voetmassageapparaat
User Manual - Shiatsu Foot Massager
Manual d'utilisation - Shiatsu Masseur de pieds
Gebrauchsanweisung - Shiatsu-Fußmassagegerät



Language:    

Model: FY-5007

Introductie

Bedankt dat je gekozen hebt voor ons product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product neem dan gerust contact met ons op via email: info@good-4you.nl

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de gebruiksaanwijzing. De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van 'het Voetmassageapparaat', hierna te noemen 'het product'.

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze zorgvuldig!

Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg dan de Customer Service.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit.

Personen

- Het product is niet geschikt voor men sen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of men sen die geen ervaring met of kennis over het product hebben. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker. Gebruik en bewaar het product buiten bereik van kinderen. We raden aan om het product alleen te gebruiken als je 16 jaar of ouder bent.
- Gebruik het product niet als je: een elektronisch implantaat zoals een pacemaker hebt; zwanger bent; verwondingen of blessures aan je voet(en) hebt, of aandoeningen zoals wratten, zwemmerseczeem, uitslag of open wonden hebt; een kwaadaardige tumor, een hartaandoening, osteoporose of een gebroken wervelkolom hebt; geopereerd bent aan je voet(en); Verkouden bent met koorts of spataderen, trombose, geelzucht, diabetes, zenuwaandoeningen, acute ontstekingen, huidziektes, kapotte huid, of pijn zonder duidelijke of directe aanleiding hebt.
- Gebruik het product niet met meer dan een persoon tegelijk. Gebruik het product niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden. Gebruik het product niet als je in bed ligt of aan het slapen bent. Gebruik het product niet vlak voordat je naar bed gaat, het product heeft een stimulerend effect.

- Gebruik het product niet als je een voertuig of een machine aan het besturen bent. Gebruik het product niet verticaal om ongelukken of verwondingen aan de turbine, storingen, enz. te voorkomen.
- Als je het product uitleent aan iemand anders, zorg er dan voor dat je het product met de handleiding samen geeft.
- Gebruik het product op een vlakke ondergrond. Als het niet stabiel is, is het lichaam niet in evenwicht en kan er een ongeluk veroorzaakt worden.
- Het product is speciaal voor de benen, voeten, enz., gebruik de taille, nek en andere delen niet buiten het gebruiksdoel.
- Langdurig gebruik van het product kan leiden tot oververhitting. Na 15 minuten gebruik een pauze in van minstens 15 minuten voordat je het product weer gebruikt.
- Laat het product niet onbelast draaien en draai de draairichting van het product niet om.
- Wrijving kan schadelijk zijn voor de huid, dus gebruik het niet direct.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met puntige of scherpe voorwerpen.

Medische opmerkingen

- Het product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- Om excessieve over stimulatie van de spieren en de zenuwen te voorkomen wordt het aangeraden om het product niet langer dan 15 minuten achter elkaar te gebruiken.
- Als je pijn of discomfort ervaart tijdens het gebruik van het product of de massage onprettig vindt, stop dan met het gebruik en raadpleeg je arts.

Elektra

- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was) bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het product niet met natte handen aan.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.

Overig

- Zorg ervoor dat je de knoppen kort indrukt om het product niet in de war te brengen.
- Steek geen objecten in of door de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen altijd de ruimte hebben om te bewegen en dat er niets klem zit.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- Good4You Shiatsu Voetmassageapparaat - Model FY-5007

Bijgevoegde accessoires


- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Stroomadapter

Instructies voor gebruik

- ⚠ Langdurig gebruik van het product kan leiden tot oververhitting. Las na 15 minuten gebruik een pauze in van minstens 15 minuten voordat je het product weer gebruikt en gebruik het niet vaker dan 3 keer per dag.
- ⚠ Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- ⚠ Houd het product uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hitte bronnen zoals ovens.

Opstartinstructies

1. Verbind de Dc-Connector met de apparaatstekker.
2. Steek de stekker in het stopcontact
3. Druk op de "⏻" knop om het massagekussen aan te zetten.
4. Druk op de "↺" knop om de massagerichting aan te passen.
5. Druk op de "||||" knop om de intensiteit aan te passen. De massagesnelheid gaat van laag naar gemiddeld en vervolgens naar hoog.
6. Druk op de "⚡" knop om de warmtestand in/uit te schakelen.
7. Druk op de "⏻" knop om het massagekussen uit te zetten. Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact.



Bedieningspaneel



Aan/Uit: Hiermee start of beëindig je de massage. Na 15 minuten stopt hij vanzelf.

Massagerichting: Kies zelf of de massage koppen linksom of rechtsom draaien.

Intensiteit: Pas de rotatiesnelheid aan naar je persoonlijke voorkeur

Warmtestand: Hiermee schakel je de warmtestand in- en uit.

Technische data

Afmetingen	32 x 33 x 19 cm
Gewicht	1.5 kg
Vermogen	24W
Voeding - Frequentie -Output	12V - 50Hz - 2A
Timer	15 min

Onderhoud en Reiniging

Onderhoud

- Zet het product uit als je het niet gebruikt en haal de stekker uit het stopcontact.
- Houd het product stofvrij.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met scherpe objecten die het product kunnen beschadigen.
- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Reiniging

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen en houd het uit de buurt van oplosmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen.
- Zet het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je het schoonmaakt.
- Maak de basis en het bedieningspaneel van het product schoon met een vochtige doek die kort in schoonmaakmiddel is gedoopt en veeg het product droog met een droge, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of verdunners om het product schoon te maken.
- De bovenkant van het apparaat is voorzien van een afneembare hoes die gewassen kan worden.

Weggoien en Recycling

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en neem contact met ons op via email: info@good-4you.nl. Binnen 24 uur ontvang je een reactie.
- Wij verlenen één jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van één jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Garantie GRATIS verlengen

- 1) Scan de QR-code hieronder om de Facebookpagina van Good4You te vinden en geef deze vervolgens een 'Vind ik leuk!'.



- 2) Stuur een bericht met "Garantie" naar ons via Messenger of stuur een e-mail naar info@good-4you.nl om de garantie uit te breiden van 1 jaar naar 3 jaar.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Er is een kletterend geluid te horen in de beweging.	Dit is volkomen normaal en wordt veroorzaakt door de werking van het product. Het is een normale status.
Het apparaat schakelt plotseling uit	Het apparaat schakelt automatisch uit na 15 minuten. Ga door met het gebruik door op de aan/uit-knop te drukken. Als het apparaat 30 minuten is gebruikt, schakel dan het apparaat weer in na 15 minuten rusten.
	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld voor de veiligheid. Laat het apparaat 15-30 minuten rusten voordat het opnieuw wordt gebruikt.
Het apparaat start niet	Controleer of het apparaat langer dan 15 minuten is gebruikt. Zo ja, schakel dan het apparaat weer in na 15 minuten rusten. In warmere omgevingen kan het langer duren voordat het apparaat is afgekoeld.
	Controleer of de adapter in het stopcontact zit.



Introduction

Thank you for choosing our product! Always follow the safety instructions for safe use. If there are any questions about the product please feel free to contact us via email: info@good-4you.nl

Intended Use

- This product is intended only for the purposes described in the instructions for use.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use.
- Always observe the following precautions when using "the Foot Massager", hereinafter referred to as "the product".

Warnings and Safety Instructions



Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They may choke on it! Read the instructions for use carefully before use and keep them carefully!

General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully. Be aware of the risks and consequences associated with misuse of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Do not leave the product unattended when in use. When not in use, turn the product off.

Persons

- The product is not suitable for people (including children) with physical or mental disabilities, or people sen who have no experience with or knowledge about the product. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the safety of the user. Use and store the product out of the reach of children. We recommend using the product only if you are 16 years of age or older.
- Do not use the product if you: have an electronic implant such as a pacemaker; are pregnant; have injuries or lesions to your foot(s), or have conditions such as warts, swimmer's eczema, rashes or open wounds; have a malignant tumor, heart disease, osteoporosis or a broken spine; Have had surgery on your foot(s); Have a cold with a fever or varicose veins, thrombosis, jaundice, diabetes, nervous disorders, acute inflammation, skin disease, broken skin, or pain with no obvious or immediate cause.
- Do not use the product with more than one person at a time. Do not use the product near your eyes or other sensitive areas. Do not use the product when you are in bed or sleeping. Do not use the product just before you go to bed; the product has a stimulating effect. Do not use the product when you are driving a vehicle or operating machinery. Do not use the product vertically to avoid accidents or injuries to the turbine, malfunctions, etc.
- If you lend the product to someone else, be sure to give the product with the manual together.
- Use the product on a level surface. If it is not stable, the body will not be balanced and an accident can be caused.
- The product is special for the legs, feet, etc., do not use the waist, neck and other parts outside the purpose of use.

- Prolonged use of the product may cause overheating. After 15 minutes of use, insert a break of at least 15 minutes before using the product again.
- Do not leave the product running unloaded or reverse the direction of rotation of the product.
- Friction can be harmful to the skin, so do not use it directly.
- Do not place heavy objects on the product.
- Make sure the product does not come in contact with pointed or sharp objects.

Medical Notes

- The product is not a substitute for treatments from a physician or physical therapist.
- Consult a physician before using the product if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment or are using medical equipment.
- To avoid excessive over stimulation of the muscles and nerves, it is recommended that you do not use the product for more than 15 minutes at a time.
- If you experience pain or discomfort while using the product or find the massage unpleasant, discontinue use and consult your physician.

Electra

- Do not disassemble, repair or restore the product. Doing so may cause damage to the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to service center for repairs to prevent damage and personal injury.
- Do not use the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a tub or laundry tub filled with water.
- Do not allow the product to come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get into or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not touch the product with wet hands.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.

Other

- Be sure to press the buttons briefly to avoid confusing the product.
- Do not insert objects into or through the openings of the product. Always ensure that the moving parts have room to move and that nothing is jammed.

Receiving Shipment

- Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Package Contents

- Good4You Shiatsu Foot massager - Model FY-5007

Attached accessories


- 1x User Manual
- 1x Power Adapter

Instructions for use

- ⚠ Prolonged use of the product may lead to overheating. After 15 minutes of use, take a break of at least 15 minutes before using the product again and do not use it more than 3 times a day.
- ⚠ Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the unit. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- ⚠ Keep the product away from moisture, heat, areas where the temperature is relatively high, and heat sources such as ovens.

Start-up instructions

1. Connect the Dc-Connector to the device plug.
2. Plug the connector into the power outlet.
3. Press the "⏻" button to turn on the massage cushion.
4. Press the "↺" button to adjust the massage direction.
5. Press the "|||" button to adjust the intensity. The massage speed goes from low to medium and then to high.
6. Press the "⌘" button to turn the heat mode on/off.
7. Press the "⏻" button to turn off the massage cushion. Unplug it after use.



Operation panel



On/Off: Starts or ends the massage. After 15 minutes, it stops automatically.

Massage direction: Choose whether the massage heads rotate counterclockwise or

Intensity: Adjust the rotation speed to your personal preference.

Heat mode: Turns the heat mode on and off.

Technical data

Dimensions	32 x 33 x 19 cm
Weight	1.5 kg
Power	24W
Power - Frequency - Output	12V - 50Hz - 2A
Timer	15 min

Maintenance and Cleaning

Maintenance

- Turn off the product when not in use and unplug it.
- Keep the product dust-free.
- Make sure the product is not in contact with sharp objects that may damage the product.
- Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

Cleaning

- Do not immerse the product in water or other liquids and keep it away from solvents and harsh cleaning agents.
- Turn off and unplug the product before cleaning.
- Clean the base and control panel of the product with a damp cloth dipped briefly in detergent and wipe the product dry with a dry, soft cloth. Do not use abrasives or thinners to clean the product.
- The top of the unit has a removable cover that can be washed.

Disposal and Recycling

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please do not hesitate to contact us via email: info@good-4you.nl. You will receive a response within 24 hours.
- We provide one year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be made valid within a period of one year from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Extend warranty for FREE

- 1) Scan the QR code below to find Good4You's Facebook page and then 'Like' it.



- 2) Send a message with "Warranty" to us via Messenger or email info@good-4you.nl to extend the warranty from 1 year to 3 years.

Troubleshooting

Problem	Solution
A clattering sound is heard in the movement.	This is perfectly normal and is caused by the operation of the product. It is a normal status.
The massage device switches off suddenly	The device automatically turns off after 15 minutes. Continue use by pressing the power button. If the device has been used for 30 minutes, turn the device back on after resting for 15 minutes.
	Overheating protection is activated. The appliance automatically turns off for safety. Let the appliance rest for 15- 30 minutes before using it again.
Het apparaat start niet	Check if the device has been used for more than 15 minutes. If so, turn the unit back on after resting for 15 minutes. In warmer environments, it may take longer for the device to cool down.
	Check if the adapter output is connected to device power inlet.

Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit ! Suivez toujours les instructions de sécurité pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique : info@good-4you.nl

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné exclusivement aux fins décrites dans le manuel d'utilisation.
- Le fournisseur n'est pas responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation du produit en dehors de l'usage auquel il est destiné.
- Respectez toujours les précautions suivantes lorsque vous utilisez "l'appareil de massage pour les pieds", ci-après dénommé "le produit".

Avertissements et consignes de sécurité



Veillez à ce que le matériau d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le en lieu sûr !

Généralités

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions. Notez les risques et les conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures et endommager le produit ou les produits qui y sont connectés.
- N'utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans ce manuel.
- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service clientèle.
- Le produit est conçu et destiné à un usage privé. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Si vous n'utilisez pas le produit, éteignez-le.

Personnes

- Le produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physique ou mental, ni aux personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance du produit. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur. Utilisez et stockez le produit hors de portée des enfants. Nous recommandons de n'utiliser le produit que si vous avez 16 ans ou plus.
- N'utilisez pas le produit si vous : portez un implant électronique tel qu'un stimulateur cardiaque ; êtes enceinte ; avez des blessures ou des lésions aux pieds, ou des affections telles que verrues, eczéma du nageur, éruptions cutanées ou plaies ouvertes ; souffrez d'une tumeur maligne, d'une maladie cardiaque, d'ostéoporose ou d'une fracture de la colonne vertébrale ; avez subi une intervention chirurgicale sur le(s) pied(s) ; souffrez d'un rhume avec fièvre ou de varices, de thrombose, de jaunisse, de diabète, de troubles nerveux, d'inflammations aiguës, de maladies de la peau, de lésions cutanées, ou de douleurs sans cause évidente ou immédiate.
- N'utilisez pas le produit avec plus d'une personne à la fois. Ne pas utiliser le produit à proximité des yeux ou d'autres zones sensibles. N'utilisez pas le produit lorsque vous êtes au lit ou que vous dormez. N'utilisez pas le produit juste avant de vous coucher, car il a un effet stimulant. N'utilisez pas le produit

lorsque vous conduisez un véhicule ou une machine. N'utilisez pas le produit à la verticale afin d'éviter les accidents ou les blessures à la turbine, les dysfonctionnements, etc.

- Si vous prêtez le produit à quelqu'un d'autre, veillez à lui remettre le produit et le manuel.
- Utilisez le produit sur une surface plane. S'il n'est pas stable, le corps ne sera pas équilibré et un accident peut se produire.
- Le produit est spécialement conçu pour les jambes, les pieds, etc., n'utilisez pas la taille, le cou et d'autres parties en dehors de l'objectif d'utilisation.
- Une utilisation prolongée du produit peut entraîner une surchauffe. Après 15 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 15 minutes avant de réutiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit fonctionner à vide et n'inversez pas le sens de rotation du produit.
- La friction peut être nocive pour la peau, ne l'utilisez donc pas directement.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus ou tranchants.

Remarques médicales

- Le produit ne remplace pas les traitements d'un médecin ou d'un physiothérapeute.
- Consultez un médecin avant d'utiliser le produit si vous souffrez de douleurs inexplicables, si vous suivez un traitement médical ou si vous utilisez un équipement médical.
- Pour éviter une stimulation excessive des muscles et des nerfs, il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant plus de 15 minutes à la fois.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation du produit ou si vous trouvez le massage désagréable, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin.

Electra

- Ne pas démonter, réparer ou restaurer le produit. Cela pourrait l'endommager. Pour votre propre sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par du personnel de service autorisé. Envoyez toujours le produit à un centre de service pour le faire réparer afin d'éviter tout dommage et toute blessure.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un bassin (de lavage) rempli d'eau.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. N'immergez pas le produit dans l'eau. Si de l'eau pénètre dans ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées.
- Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit.

Autre

- Veillez à appuyer brièvement sur les boutons pour ne pas perturber le fonctionnement de l'appareil.
- N'insérez pas d'objets dans ou à travers les ouvertures du produit. Veillez à ce que les pièces mobiles aient toujours de la place pour bouger et que rien ne soit coincé.

Réception de l'envoi

- Lors de la réception de l'envoi, vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Si l'équipement semble endommagé, adressez immédiatement une réclamation au transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez l'emballage endommagé pour justifier votre réclamation.

Contenu Emballage

- Appareil de massage des pieds Good4You Shiatsu - Modèle FY-5007

Accessoires joints



- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Adaptateur d'alimentation

Mode d'emploi

- Une utilisation prolongée du produit peut entraîner une surchauffe. Après 15 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 15 minutes avant de réutiliser le produit et ne l'utilisez pas plus de 3 fois par jour. Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des pièces où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.

Instructions de démarrage

1. Connecter le Dc-Connector à la prise de l'appareil.
2. Insérer la fiche dans la prise.
3. Appuyez sur le bouton "⏻" pour mettre le coussin de massage en marche.
4. Appuyez sur le bouton "↺" pour régler la direction du massage.
5. Appuyez sur la touche "|||" pour régler l'intensité. La vitesse de massage passe de faible à moyenne puis à élevée.
6. Appuyez sur la touche "⌘" pour activer/désactiver le mode chaleur.
7. Appuyez sur le bouton "⏻" pour éteindre le coussin de massage. Débranchez-le après utilisation.



Panneau de contrôle



On/Off : Démarre ou termine le massage.
Au bout de 15 minutes, il s'arrête

Sens du massage : Choisissez la rotation des têtes de massage dans le sens horaire ou anti-horaire.

Intensité: Réglez la vitesse de rotation en fonction de vos préférences personnelles..

Mode chauffage: Permet d'activer et de désactiver le mode chauffage.

Données techniques

Dimensions	32 x 33 x 19 cm
Poids	1.5 kg
Alimentation	24W
Alimentation - Fréquence - Sortie	12V - 50Hz - 2A
Minuterie	15 min

Entretien et nettoyage

Entretien et nettoyage

- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et débranchez-le.
- Maintenez le produit à l'abri de la poussière.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus susceptibles de l'endommager.
- Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

Nettoyage

- N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides et tenez-le à l'écart des solvants et des produits de nettoyage agressifs.
- Éteignez le produit et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer.
- Nettoyez la base et le panneau de commande du produit à l'aide d'un chiffon humide légèrement imbibé de détergent et essuyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de diluants pour nettoyer l'appareil.
- La partie supérieure de l'appareil est munie d'un couvercle amovible qui peut être lavé.

Mise au rebut et recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les pouvoirs publics pour qu'il soit recyclé.

Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique : info@good-4you.nl. Vous recevrez une réponse dans les 24 heures.
- Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Le client doit pouvoir présenter une preuve d'achat et la garantie doit être valable pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; aux défauts causés par la propre faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Extension de garantie GRATUITE

- 1) Scannez le code QR ci-dessous pour trouver la page Facebook de Good4You et cliquez sur "J'aime".



- 2) Envoyez-nous un message avec la mention "Garantie" par Messenger ou par e-mail info@good-4you.nl pour prolonger la garantie de 1 an à 3 ans.

Résolution de problèmes

Problème	Solution
Un bruit de claquement peut être entendu dans le mouvement.	Ce phénomène est tout à fait normal et est dû au fonctionnement du produit. Il s'agit d'un état normal.
L'appareil s'éteint soudainement	L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes. Poursuivez l'utilisation en appuyant sur le bouton d'alimentation. Si l'appareil a été utilisé pendant 30 minutes, remettez-le en marche après 15 minutes de repos.
	La protection contre la surchauffe est activée. L'appareil s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité. Laissez l'appareil reposer pendant 15 à 30 minutes avant de le réutiliser.
L'appareil ne démarre pas	Vérifiez si l'appareil a été utilisé pendant plus de 15 minutes. Si c'est le cas, rallumez l'appareil après 15 minutes de repos. Dans les environnements chauds, l'appareil peut mettre plus de temps à refroidir. L'appareil peut mettre plus de temps à refroidir.
	Assurez-vous que l'adaptateur est branché.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise für den sicheren Gebrauch. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: info@good-4you.nl

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist nur für die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke bestimmt.
- Der Lieferant haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das "Fußmassagegerät", im Folgenden als "das Produkt" bezeichnet, verwenden.

Warnungen und Sicherheitshinweise

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten sich daran verschlucken!



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

Allgemeines

- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, ist es wichtig, dass Sie die Gebrauchsanweisung und die Anweisungen sorgfältig lesen. Beachten Sie die Risiken und Folgen, die mit einer falschen Verwendung des Produkts verbunden sind. Eine missbräuchliche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt oder an damit verbundenen Produkten führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für kommerzielle Zwecke.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen. Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, schalten Sie es aus.

Personen

- Das Produkt ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder für Personen, die keine Erfahrung mit dem Produkt haben oder es nicht kennen. Das Produkt darf nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson benutzt werden, die für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist. Verwenden und lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wir empfehlen, das Produkt erst ab einem Alter von 16 Jahren zu verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie: Sie ein elektronisches Implantat, wie z. B. einen Herzschrittmacher, tragen; schwanger sind; Verletzungen oder Läsionen an Ihren Füßen haben oder an Krankheiten wie Warzen, Schwimmekzemen, Hautausschlägen oder offenen Wunden leiden; an einem bösartigen Tumor, einer Herzerkrankung, Osteoporose oder einer gebrochenen Wirbelsäule leiden; eine Erkältung mit Fieber oder Krampfadern, Thrombose, Gelbsucht, Diabetes, Nervenleiden, akute Entzündungen, Hautkrankheiten, kaputte Haut oder Schmerzen ohne offensichtliche oder unmittelbare Ursache haben.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mit mehr als einer Person auf einmal. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe Ihrer Augen oder anderer empfindlicher Bereiche. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie im Bett sind oder schlafen. Verwenden Sie das Produkt nicht kurz vor dem Schlafengehen, da es eine stimulierende Wirkung hat. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Bedienen einer Maschine. Verwenden Sie das Gerät nicht in vertikaler Position, um Unfälle oder Verletzungen an der Turbine, Fehlfunktionen usw. zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät zusammen mit der Bedienungsanleitung übergeben.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche. Wenn es nicht stabil ist, ist der Körper nicht im Gleichgewicht und es kann zu Unfällen kommen.
- Das Produkt ist speziell für die Beine, Füße usw. gedacht, verwenden Sie die Taille, den Hals und andere Teile nicht außerhalb des Verwendungszwecks.
- Eine längere Verwendung des Produkts kann zu einer Überhitzung führen. Legen Sie nach 15 Minuten Gebrauch eine Pause von mindestens 15 Minuten ein, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbelastet laufen und kehren Sie die Drehrichtung des Geräts nicht um.
- Reibung kann schädlich für die Haut sein, verwenden Sie es daher nicht direkt.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt.

Medizinische Hinweise

- Das Produkt ist kein Ersatz für die Behandlung durch einen Arzt oder Physiotherapeuten.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn Sie unter unerklärlichen Schmerzen leiden, sich in medizinischer Behandlung befinden oder medizinische Geräte benutzen.
- Um eine übermäßige Stimulation von Muskeln und Nerven zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt nicht länger als 15 Minuten am Stück zu verwenden.
- Wenn Sie während der Anwendung des Produkts Schmerzen oder Unwohlsein verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Electra

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, reparieren oder restaurieren Sie es nicht. Dies kann zu Schäden am Produkt führen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten diese Teile nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur immer an ein Kundendienstzentrum, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten (Wasch-)Beckens.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Sollte Wasser in oder auf das Gerät gelangen, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder gegen das Gerät. Dies kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Beschädigung des Geräts führen.

Andere

- Achten Sie darauf, die Tasten kurz zu drücken, um das Gerät nicht zu verwirren.
- Stecken Sie keine Gegenstände in oder durch die Öffnungen des Geräts. Achten Sie darauf, dass sich bewegliche Teile immer frei bewegen können und dass nichts eingeklemmt wird.

Empfang der Sendung

- Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Gerät beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigte Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

Inhalt der Verpackung

- Good4You Shiatsu-Fußmassagegerät - Modell FY-5007

Beiliegendes Zubehör



- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Netzadapter

Anleitung für den Gebrauch

- ⚠ Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Überhitzung führen. Machen Sie nach 15 Minuten Gebrauch eine Pause von mindestens 15 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder benutzen, und benutzen Sie es nicht öfter als dreimal am Tag.
- ⚠ Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder neben das Gerät. Dies kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag, Verletzungen oder Beschädigung des Geräts führen.
- ⚠ Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Hitze, Räumen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.

Anweisungen für die Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie den DC-Stecker mit dem Gerätestecker.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Drücken Sie die Taste "⏻", um das Massagekissen einzuschalten.
4. Drücken Sie die Taste "⌂", um die Massagerichtung anzupassen.
5. Drücken Sie die Taste "|||", um die Intensität anzupassen. Die Massagegeschwindigkeit reicht von niedrig über mittel bis hoch.
6. Drücken Sie die Taste "⏻", um die Heizstufe ein-/auszuschalten.
7. Drücken Sie die Taste "⏻", um das Massagekissen auszuschalten. Ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.



Bedienfeld



Ein/Aus: Massage starten oder beenden.
Nach 15 Minuten stoppt es automatisch.

Massagerichtung: Wählen Sie die Drehrichtung
der Köpfe: gegen oder mit dem Uhrzeigersinn.

Intensität: Passen Sie die
Rotationsgeschwindigkeit an Ihre Vorlieben an.

Heizstufe: Hier können Sie die
Heizstufe ein- und ausschalten.

Technische Daten

Maße	32 x 33 x 19 cm
Gewicht	1.5 kg
Vermögenswerte	24W
Stromversorgung – Frequenz – Ausgang	12V - 50Hz - 2A
Timer	15 min

Wartungs- und Reinigung

Wartung

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Produkt staubfrei.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, die das Produkt beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

Reinigung

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Lösungsmitteln und aggressiven Reinigungsmitteln fern.
- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie die Basis und das Bedienfeld des Produkts mit einem feuchten, kurz in Reinigungsmittel getauchten Tuch und wischen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch trocken. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel oder Verdünnern.
- Die Oberseite des Geräts verfügt über einen abnehmbaren Bezug, der gewaschen werden kann.

Entsorgung und Recycling

- Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem saubereren Lebensumfeld bei! Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es an einer von der Regierung für das Recycling vorgesehenen Sammelstelle ab.

Service und Garantie

- Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren: info@good-4you.nl. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
- Auf unsere Produkte gewähren wir ein Jahr Garantie. Der Kaufbeleg des Kunden und die Geltendmachung der Garantie müssen innerhalb einer Frist von einem Jahr ab Kaufdatum erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Reparatur verursacht wurden; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; bei Mängeln, die auf eigenes Verschulden des Kunden zurückzuführen sind,

Garantieverlängerung KOSTENLOS

- 1) Scannen Sie den QR-Code unten, um die Good4You-Facebook-Seite zu finden und zu "liken".



- 2) Schicken Sie uns eine Nachricht mit dem Vermerk "Garantie" per Messenger oder E-Mail an info@good-4you.nl, um die Garantie von 1 Jahr auf 3 Jahre zu verlängern.

Fehlersuche

Problem	Lösung
In der Bewegung ist ein klapperndes Geräusch zu hören.	Es ist völlig normal und wird durch den Betrieb des Produkts verursacht. Es handelt sich um einen normalen Zustand.
Das Gerät schaltet sich aus schaltet sich plötzlich aus	Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus. Setzen Sie die Verwendung durch Drücken der Einschalttaste fort. Wenn das Gerät 30 Minuten lang benutzt wurde, schalten Sie es nach 15 Minuten Ruhezeit wieder ein.
	Der Überhitzungsschutz ist aktiviert. Das Gerät schaltet sich aus Sicherheitsgründen automatisch aus. Lassen Sie das Gerät 15 bis 30 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder benutzen.
Gerät lässt sich nicht starten	Prüfen Sie, ob das Gerät länger als 15 Minuten benutzt wurde. Wenn ja, schalten Sie das Gerät nach einer Ruhezeit von 15 Minuten wieder ein. In wärmeren Umgebungen kann es länger dauern, bis das Gerät abgekühlt ist. Gerät abkühlen zu lassen.
	Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eingesteckt ist.

Good4You®



© OnlineGoods
Wielewaalpad 5
5327AV Hurwenen