




Gebruiksaanwijzing - Voetmassageapparaat

User Manual - Foot massager

Manual d'utilisation - Appareil de massage des pieds

Gebrauchsanweisung - Fußmassagegerät



Language:    

Model: KTR-401



Introductie

Bedankt dat je gekozen hebt voor ons product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product neem dan gerust contact met ons op via email: info@good-4you.nl

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van 'het Voetmassageapparaat', hierna te noemen 'het product'.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze zorgvuldig!

Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raad pleeg dan de Customer Service.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit.

Personen

- Het product is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het product hebben. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker. Gebruik en bewaar het product buiten bereik van kinderen. We raden aan om het product alleen te gebruiken als je 16 jaar of ouder bent.
- Gebruik het product niet als je: een elektronisch implantaat zoals een pacemaker hebt; zwanger bent; verwondingen of blessures aan je voet(en) hebt, of aandoeningen zoals wratten, zwemmerseczeem, uitslag of open wonden hebt; een kwaadaardige tumor, een hartaandoening, osteoporose of een gebroken wervelkolom hebt; geopereerd bent aan je voet(en); Verkouden bent met koorts of spataderen, trombose, geelzucht, diabetes, zenuwaandoeningen, acute ontstekingen, huidziektes, kapotte huid, of pijn zonder duidelijke of directe aanleiding hebt.
- Gebruik het product niet met meer dan een persoon tegelijk. Gebruik het product niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden. Gebruik het product niet als je in bed ligt of aan het slapen bent. Gebruik het product niet vlak voordat je naar bed gaat, het product heeft een stimulerend effect. Gebruik het product niet als je een voertuig of een machine aan het besturen bent. Gebruik het product niet verticaal om ongelukken of verwondingen aan de turbine, storingen, enz. te voorkomen.
- Als je het product uitleent aan iemand anders, zorg er dan voor dat je het product met de handleiding samen geeft.
- Gebruik het product op een vlakke ondergrond. Als het niet stabiel is, is het lichaam niet in evenwicht en kan er een ongeluk veroorzaakt worden.
- Het product is speciaal voor de benen, voeten, enz., gebruik de taille, nek en andere delen niet buiten het gebruiksdoel.
- Langdurig gebruik van het product kan leiden tot oververhitting. Las na 10 minuten gebruik een pauze in van minstens 10 minuten voordat je het product weer gebruikt.
- Laat het product niet onbelast draaien en draai de draairichting van het product niet om.
- Wrijving kan schadelijk zijn voor de huid, dus gebruik het niet direct. Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met puntige of scherpe voorwerpen.

Elektra

- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was) bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water.
- Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het product niet met natte handen aan.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het product of ertegenaan.
- Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.

Overig

- Zorg ervoor dat je de knoppen kort indrukt om het product niet in de war te brengen. Steek geen objecten in of door de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen altijd de ruimte hebben om te bewegen en dat er niets klem zit.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking


- Good4You Voetmassageapparaat - Model KTR-401

Bijgevoegde accessoires

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Afstandsbediening
- 3x AA-batterijen
- 2x AAA-batterijen


Producteigenschappen

Productoverzicht




Voetmassageapparaat

Accessoires




3x AA-batterijen

Afstandsbediening




Signaalverzenden-venster

Accessoires



2x AAA-batterijen

LCD-beeldscherm



Instructies voor gebruik

- ⚠ Langdurig gebruik van het voetmassageapparaat kan leiden tot oververhitting. Las na 20 minuten gebruik een pauze in van minstens 20 minuten voordat je het weer gebruikt.
- ⚠ Houd het voetmassageapparaat en de afstandsbediening uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hitte bronnen zoals ovens.

4.1 Voorbereidingen voor gebruik

- 1) Plaats 3 AA-batterijen in het voetmassageapparaat en 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening. Let op de positieve en negatieve polen van de batterijen. Sluit het batterijklepje na het plaatsen.
- 2) Maak je voeten en de voetelektroden schoon met een vochtige handdoek en plaats vervolgens je voeten op de elektroden; plaats je voeten vervolgens zodanig dat ze volledig contact maken met de twee elektroden, ontspan vervolgens je lichaam volledig en begin met het bedienen van de afstandsbediening. Het wordt aanbevolen om in de winter een molton op de elektroden te leggen om je voeten warm te houden tijdens het gebruik van het voetmassageapparaat.

4.2 De afstandsbediening bedienen

- 1) Druk op de aan/uit-knop van het voetmassageapparaat en het LCD-beeldscherm zal oplichten, druk dan één keer op de "⏻"-knop van de afstandsbediening om het voetmassageapparaat aan te zetten, het voetmassageapparaat zal een "piep" geluid maken en de volgende standaardinstellingen worden ingeschakeld:

- Timer van 30 minuten
- Modus 1
- Intensiteit 0

Vervolgens kun je de afstandsbediening gebruiken om de gewenste modus en intensiteit in te stellen; richt bij het bedienen van de afstandsbediening het signaalverzendvenster op het signaalontvangst-venster op het voetmassageapparaat. Het voetmassageapparaat zal eenmaal piepen nadat het met succes het infraroodsignaal heeft ontvangen. Houdt de "⏻"-knop van de afstandsbediening lang ingedrukt om het voetmassageapparaat uit te schakelen.

- 2) Om de intensiteit aan te passen, druk op de "+"-knop om de intensiteit te verhogen en op de "-"-knop om de intensiteit te verlagen. In totaal zijn er 20 verschillende intensiteit-niveaus.

Na het aanzetten van het voetmassageapparaat is het standaard ingeschakeld op niveau "0".

- 3) Druk één keer op de "⏻"-knop om te schakelen tussen 9 verschillende massagestanden. Modus 1 biedt een automatische massage, waarbij alle 9 verschillende massagestanden zijn gecombineerd tot 1 massage (alles wordt gemasseerd), terwijl de modi 2 t/m 9 circulaire massage bieden, dat wil zeggen dat elke minuut automatisch naar de volgende modus wordt overgeschakeld; de modi 2 t/m 9 bieden een enkelvoudige massage waarbij er iedere keer een ander punt wordt gemasseerd.

*** Het wordt aanbevolen om het voetmassageapparaat maximaal twee keer per dag te gebruiken, 15-30 minuten per keer.**

4.3 Gebruik van batterijen

- 1) 3 stuks AALR6 batterijen zijn nodig voor het voetmassageapparaat voor ongeveer 60 gebruiksdagen (gebaseerd op 30 minuten per dag).
- 2) 2 stuks AAA batterijen zijn nodig voor de afstandsbediening voor ongeveer een half jaar gebruik (gebaseerd op 30 minuten per dag).
- 3) Als "🔋" op het LCD-beeldscherm van het voetmassageapparaat verschijnt, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterijen door nieuwe.
- 4) Als je het voetmassageapparaat lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen, anders kan het apparaat defect raken door lekkende batterijen.
- 5) Gebruik geen andere batterijen dan de extern gespecificeerde.
- 6) Let op de positieve (" + ") en negatieve (" - ") polen bij het monteren van batterijen.
- 7) Gebruik de batterijen nooit bij temperaturen boven 45°C, anders zullen hun prestaties en levensduur worden beïnvloed.
- 8) De weggegooide batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften.

Technische data

Afmetingen	36 x 36 x 4 cm
Gewicht	1,5 kg
Input Massager	DC 12V ~ 1,5A
Input adapter	AC 100-240V ~ 50/60Hz ~ 0,8 A
Aantal massagestanden	9
Intensiteit-niveaus	20
Timer	30 min

Onderhoud en Reiniging

Onderhoud

- Zet het product uit als je het niet gebruikt.
- Houd het product stofvrij.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met scherpe objecten die het product kunnen beschadigen.
- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Reiniging

- ⚠ Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen en houd het uit de buurt van oplosmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen.
- Zet het product uit voordat je het schoonmaakt.
- Maak de basis en het bedieningspaneel van het product schoon met een vochtige doek die kort in schoonmaakmiddel is gedoopt en veeg het product droog met een droge, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of verdunners om het product schoon te maken.

Weggoien en Recycling

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en neem contact met ons op via email: info@good-4you.nl
- Wij verlenen één jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van één jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Producteigenschappen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	Heeft de afstandsbediening voldoende batterijvermogen?	Vervang de batterijen door nieuwe AAA-batterijen en plaats ze met de juiste positieve en negatieve polen.
	Heeft het voetmassageapparaat voldoende batterijvermogen?	Vervang de batterijen door nieuwe AA-batterijen en plaats ze met de juiste positieve en negatieve polen.
Er is een tintelend gevoel	Komen de elektroden in contact met je voetzolen of lichaamshuid?	De elektroden moeten goed contact maken met je voetzolen of lichaamshuid.
	Duurt de massage te lang?	Het is geschikt om elke keer 15 tot 30 minuten te masseren, maximaal twee keer per dag.
	Is je huid te droog?	Maak je voetzolen nat met een vochtige handdoek.
	Is de intensiteit van de massage te laag?	Verhoog de intensiteit van de massage.
	Is de intensiteit van de massage te hoog?	Verminder de intensiteit van de massage.
Lage stimulatie	Zit er vuil of olievlekken op de elektroden?	Reinig het oppervlak van de hydrogel op de elektroden.
	Is de batterij van het voetmassageapparaat bijna leeg?	Vervang lege batterijen door nieuwe.
Rode plekken op de huid na gebruik	Is er een sterk tintelend gevoel tijdens het gebruik van het product? Heb je een zalf gebruikt?	Stop per direct met het gebruik van het voetmassageapparaat en wacht tot de rode plekken na 3-5 dagen verdwijnen.



Introduction

Thank you for choosing our product! Always follow the safety instructions for safe use. If there are any questions about the product please feel free to contact us via email: info@good-4you.nl

Intended Use

- This product is intended only for the purposes described in the manual.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use.
- Always observe the following precautions when using "the Foot Massager", hereinafter referred to as "the product".

Warnings and Safety Instructions



Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They could choke on it! Please read the operating instructions carefully before use and keep them in a safe place!

General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully. Note the risks and consequences associated with misuse of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Do not leave the product unattended when in use. If you are not using the product, turn the product off.

Persons

- The product is not suitable for people (including children) with physical or mental disabilities, or person who have no experience with or knowledge about the product. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the user's safety. Use and store the product out of the reach of children. We recommend using the product only if you are 16 years of age or older.
- Do not use the product if you: have an electronic implant such as a pacemaker; are pregnant; have injuries or lesions to your foot(s), or have conditions such as warts, swimmer's eczema, rashes or open wounds; have a malignant tumor, heart disease, osteoporosis or a broken spine; Have had surgery on your foot(s); Have a cold with a fever or varicose veins, thrombosis, jaundice, diabetes, nerve disorders, acute inflammation, skin disease, broken skin, or pain without obvious or immediate cause.
- Do not use the product with more than one person at a time. Do not use the product near your eyes or other sensitive areas. Do not use the product when you are in bed or sleeping. Do not use the product just before you go to bed; the product has a stimulating effect. Do not use the product when you are driving a vehicle or operating machinery. Do not use the product vertically to avoid accidents or injuries to the turbine, malfunctions, etc.
- If you lend the product to someone else, be sure to give the product with the manual together.
- Use the product on a level surface. If it is not stable, the body will not be balanced and an accident can be caused.
- The product is special for the legs, feet, etc., do not use the waist, neck and other parts outside the purpose of use.
- Prolonged use of the product may lead to overheating. After 10 minutes of use, insert a break of at least 10 minutes before using the product again.
- Do not leave the product running unloaded or reverse the direction of rotation of the product.
- Friction can be harmful to the skin, so do not use it directly.
- Do not place heavy objects on the product.
- Do not allow the product to come into contact with pointed or sharp objects.

Medical Notes

- The product is not a substitute for treatments from a doctor or physical therapist.
- Consult a physician before using the product if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment, or are using medical equipment.
- To avoid excessive over stimulation of the muscles and nerves, it is recommended that you do not use the product for more than 10 minutes at a time.
- If you experience pain or discomfort while using the product or find the massage unpleasant, discontinue use and consult your physician.

Elektra

- Do not disassemble, repair or restore the product. This may cause damage to the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to service center for repairs to prevent damage and personal injury.
- Do not use the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a tub or laundry tub filled with water.
- Do not allow the product to come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get in or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not touch the product with wet hands.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.

Other

- Be sure to press the buttons briefly to avoid confusing the product.
- Do not insert objects into or through the openings of the product. Always ensure that the moving parts have room to move and that nothing is jammed.

Receiving Shipment

- Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Package Contents


- Good4You Foot massager - Model KTR-401

Bijgevoegde accessoires


- 1x User Manual
- 1x Remote Control
- 3x AA Batteries
- 2x AAA batteries

Product Features

Product overview




Accessories




3x AA batteries

Remote control




Signal sending window

Accessories



2x AAA batteries

LCD display



Instructions for use

- ⚠ Prolonged use of the foot massager may lead to overheating. After 20 minutes of use, take a break for at least 20 minutes before using it again.
- ⚠ Keep the foot massager and remote control away from moisture, heat, rooms where the temperature is relatively high, and heat sources such as furnaces

4.1 Preparations before use

- 1) Insert 3 AA batteries into the foot massager and 2 AAA batteries into the remote control. Pay attention to the positive and negative poles of the batteries. Close the battery cover after insertion.
- 2) Clean your feet and the foot electrodes with a damp towel and then place your feet on the electrodes; then position your feet so that they make full contact with the two electrodes, then completely relax your body and start operating the remote control. It is recommended to put a flannel on the electrodes in winter to keep your feet warm while using the foot massager.

4.2 Operating the remote control

- 1) Press the power button of the foot massager and the LCD screen will light up, then press the " ⏻ " button of the remote control once to turn on the foot massager, the foot massager will make a "beep" sound and the following default settings will be enabled:

- Timer of 30 minutes
- Mode 1
- Intensity 0

Then you can use the remote control to set the desired mode and intensity; when operating the remote control, point the signal sending window to the signal receiving window on the foot massager.

The foot massager will beep once after successfully receiving the infrared signal. Long press and hold the " ⏻ " button on the remote control to turn off the foot massager.

- 2) To adjust the intensity, press the " + " button to increase the intensity and the " - " button to decrease the intensity. There are a total of 20 different intensity levels.

After turning on the foot massager, it defaults to level " 0 ".

- 3) Press the " ⏻ " button once to switch between 9 different massage modes.

Mode 1 offers an automatic massage, where all 9 different massage modes are combined into 1 massage (everything is massaged), while modes 2 to 9 offer circular massage, i.e. every minute it automatically switches to the next mode; modes 2 to 9 offer single massage where a different point is massaged each time.

*** It is recommended to use the foot massager up to twice a day, 15-30 minutes at a time.**

4.3 Use of batteries

- 1) 3 pieces of AALR6 batteries are required for the foot massager for approximately 60 days of use (based on 30 minutes per day).
- 2) 2 pieces AAA batteries are needed for the remote control for about half a year of use (based on 30 minutes per day).
- 3) If " 🔋 " appears on the LCD display of the foot massager, it means the battery is low. Replace the batteries with new ones.
- 4) If you do not use the foot massager for a long time, remove the batteries, otherwise the device may malfunction due to leaking batteries.
- 5) Do not use batteries other than those specified externally.
- 6) Pay attention to the positive (" + ") and negative (" - ") poles when installing batteries.
- 7) Never use batteries at temperatures above 45°C, otherwise their performance and life will be affected.
- 8) Discarded batteries should be disposed of in accordance with local environmental regulations.

Technical data

Dimensions	36 x 36 x 4 cm
Weight	1,5 kg
Input Massager	DC 12V ~ 1,5A
Input adapter	AC 100-240V ~ 50/60Hz ~ 0,8 A
Number of massage modes	9
Intensity levels	20
Timer	30 min

Maintenance and Cleaning

Maintenance

- Turn off the product when not in use.
- Keep the product dust-free.
- Make sure the product is not in contact with sharp objects that may damage the product.
- Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

Cleaning

- ⚠ Do not immerse the product in water or other liquids and keep it away from o solvents and harsh cleaning agents.
- Turn off the product before cleaning.
- Clean the base and control panel of the product with a damp cloth dipped briefly in detergent and wipe the product dry with a dry, soft cloth. Do not use abrasives or thinners to clean the product.

Disposal and Recycling

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of the product's life, do not throw it away with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please do not hesitate to contact us via email: info@good-4you.nl
- We provide one year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be validated within a period of one year from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
The device does not work	Does the remote control have sufficient battery power?	Replace the batteries with new AAA batteries and insert them with the correct positive and negative poles.
	Does the foot massager have sufficient battery power?	Replace the batteries with new AA batteries and insert them with the correct positive and negative poles.
There is a tingling feeling	Do the electrodes come in contact with your soles or body skin?	The electrodes should make good contact with your soles of your feet or body skin.
	Does the massage take too long?	It is appropriate to massage for 15 to 30 minutes each time, up to twice a day.
	Is your skin too dry?	Wet the soles of your feet with a damp towel.
	Is the intensity of the massage too low?	Increase the intensity of the massage.
	Is the intensity of the massage too high?	Reduce the intensity of the massage.
Low stimulation	Is there dirt or oil stains on the electrodes?	Clean the surface of the hydrogel on the electrodes.
	Is the battery of the foot massager low?	Replace dead batteries with new ones.
Red spots on the skin after use	Is there a strong tingling sensation while using of the product? Did you use an ointment?	Stop using the foot massager immediately and wait for the red spots to disappear after 3-5 days.

Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit ! Suivez toujours les instructions de sécurité pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique : info@good-4you.nl

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné uniquement aux fins décrites dans le manuel.
- Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par une utilisation du produit non conforme à sa destination.
- Respectez toujours les précautions suivantes lorsque vous utilisez "l'appareil de massage pour les pieds", ci-après dénommé "le produit".

Avertissements et consignes de sécurité



Veillez à ce que le matériau d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants.

Ils pourraient s'étouffer avec!

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le en lieu sûr!

Généralités

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions. Notez les risques et les conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures corporelles et endommager le produit ou les produits qui y sont connectés.
- N'utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans le présent manuel.
- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service clientèle.
- Le produit est conçu et destiné à un usage privé. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Si vous n'utilisez pas le produit, éteignez-le.

Personnes

- Le produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physique ou mental, ni aux hommes qui n'ont aucune expérience ou connaissance du produit. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur. Utilisez et stockez le produit hors de portée des enfants. Nous recommandons de n'utiliser le produit que si vous avez 16 ans ou plus.
- N'utilisez pas le produit si vous : portez un implant électronique tel qu'un stimulateur cardiaque ; êtes enceinte ; avez des blessures ou des lésions aux pieds, ou des affections telles que verrues, eczéma du nageur, éruptions cutanées ou plaies ouvertes ; souffrez d'une tumeur maligne, d'une maladie cardiaque, d'ostéoporose ou d'une fracture de la colonne vertébrale ; vous avez subi une intervention chirurgicale sur le(s) pied(s) ; vous avez un rhume avec de la fièvre ou des varices, une thrombose, une jaunisse, un diabète, des troubles nerveux, une inflammation aiguë, des maladies de la peau, des lésions cutanées, ou vous souffrez de douleurs sans cause évidente ou immédiate.
- Ne pas utiliser le produit avec plus d'une personne à la fois. N'utilisez pas le produit près de vos yeux ou d'autres zones sensibles. N'utilisez pas le produit lorsque vous êtes au lit ou que vous dormez. N'utilisez pas le produit juste avant de vous coucher, car il a un effet stimulant. N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule ou une machine. N'utilisez pas le produit à la verticale afin d'éviter les accidents ou les blessures à la turbine, les dysfonctionnements, etc.
- Si vous prêtez le produit à quelqu'un d'autre, veillez à lui remettre le produit et le manuel.
- Utilisez le produit sur une surface plane. S'il n'est pas stable, le corps ne sera pas équilibré et un accident peut se produire.
- Le produit est spécialement conçu pour les jambes, les pieds, etc., n'utilisez pas la taille, le cou et d'autres parties en dehors de l'objectif d'utilisation.
- L'utilisation prolongée du produit peut entraîner une surchauffe. Après 10 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 10 minutes avant de réutiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit fonctionner à vide et n'inversez pas le sens de rotation du produit.
- La friction peut être nocive pour la peau, ne l'utilisez donc pas directement.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus ou tranchants.

Notes médicales

- Le produit ne remplace pas les traitements d'un médecin ou d'un physiothérapeute.
- Consultez un médecin avant d'utiliser le produit si vous souffrez de douleurs inexpliquées, si vous suivez un traitement médical ou si vous utilisez un équipement médical.
- Pour éviter une surstimulation excessive des muscles et des nerfs, il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant plus de 10 minutes à la fois.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation du produit ou si vous trouvez le massage désagréable, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin.

Elektra

- Ne pas démonter, réparer ou restaurer le produit. Cela pourrait l'endommager. Pour votre propre sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par du personnel de service autorisé. Envoyez toujours le produit à un centre de service pour le faire réparer afin d'éviter tout dommage et toute blessure.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou d'un bac (à linge) rempli d'eau.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Si de l'eau pénètre dans ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées.
- Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit.

Autre

- Veillez à appuyer brièvement sur les boutons pour ne pas perturber le fonctionnement de l'appareil.
- N'insérez pas d'objets dans ou à travers les ouvertures du produit. Veillez à ce que les pièces mobiles aient toujours de la place pour bouger et que rien ne soit coincé.

Réception de l'envoi

- Lors de la réception de l'envoi, vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Si l'équipement semble endommagé, adressez immédiatement une réclamation au transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez l'emballage endommagé pour justifier votre réclamation.

Contenu de l'emballage


- Appareil de massage des pieds Good4You - Modèle KTR-401

Accessoires joints

- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Télécommande
- 3x piles AA
- 2x piles AAA


Caractéristiques du produit

Aperçu du produit




Appareil de massage des pieds

Accessoires



Télécommande

- Bouton marche/arrêt & Mode de changement (Power/Stop & Mode change button)
- Augmenter l'intensité (Increase intensity)
- Réduire l'intensité (Reduce intensity)




Fenêtre d'envoi du signal (Signal transmission window)

Accessoires



Écran LCD



Instructions d'utilisation

- ⚠ L'utilisation prolongée de l'appareil de massage des pieds peut entraîner une surchauffe. Après 20 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- ⚠ Conservez l'appareil de massage des pieds et la télécommande à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des pièces où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.

4.1 Préparatifs avant l'utilisation

- 1) Insérez 3 piles AA dans l'appareil de massage des pieds et 2 piles AAA dans la télécommande. Faites attention aux pôles positif et négatif des piles. Fermez le couvercle des piles après les avoir insérées.
- 2) Nettoyez vos pieds et les électrodes avec une serviette humide, puis placez vos pieds sur les électrodes; positionnez ensuite vos pieds de manière à ce qu'ils soient en contact total avec les deux électrodes, puis détendez complètement votre corps et commencez à utiliser la télécommande. En hiver, il est recommandé de placer un gant de toilette sur les électrodes pour garder les pieds au chaud pendant l'utilisation du masseur de pieds.

4.2 Utilisation de la télécommande

- 1) Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil de massage des pieds et l'écran LCD s'allume, puis appuyez une fois sur le bouton "⏻" de la télécommande pour mettre l'appareil de massage des pieds en marche; l'appareil de massage des pieds émet un "bip" sonore et les paramètres par défaut suivants sont activés:

- Minuterie de 30 minutes
- Minuterie de 30 minutes Mode 1
- Intensité 0

Vous pouvez ensuite utiliser la télécommande pour régler le mode et l'intensité souhaités ; lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez la fenêtre d'envoi du signal vers la fenêtre de réception du signal sur l'appareil de massage des pieds. L'appareil de massage des pieds émet un bip après avoir reçu le signal infrarouge. Appuyez longuement sur le bouton "⏻" de la télécommande pour éteindre l'appareil de massage des pieds.

- 2) Pour régler l'intensité, appuyez sur le bouton "+" pour augmenter l'intensité et sur le bouton "-" pour la diminuer. Au total, il existe 20 niveaux d'intensité différents.

Lorsque l'appareil de massage des pieds est mis en marche, il est réglé par défaut sur le niveau "0".

- 3) Appuyez une fois sur le bouton "⏻" pour passer d'un mode de massage à l'autre.

Le mode 1 offre un massage automatique, dans lequel les 9 modes de massage différents sont combinés en un seul massage (tout est massé), tandis que les modes 2 à 9 offrent un massage circulaire, c'est-à-dire qu'ils passent automatiquement au mode suivant toutes les minutes.

Les modes 2 à 9 offrent un massage unique où un point différent est massé à chaque fois.

*** Il est recommandé d'utiliser l'appareil de massage des pieds au maximum deux fois par jour, à raison de 15 à 30 minutes par jour.**

4.3 Utilisation des piles

- 1) 3 piles AALR6 sont nécessaires pour le masseur de pieds pour environ 60 jours d'utilisation (sur la base de 30 minutes par jour).
- 2) 2 piles AAA sont nécessaires pour la télécommande pour une utilisation d'environ six mois (sur la base de 30 minutes par jour).
- 3) Si "🔋" apparaît sur l'écran LCD de l'appareil de massage des pieds, cela signifie que les piles sont faibles. Remplacez les piles par des neuves.
- 4) Si vous n'utilisez pas l'appareil de massage des pieds pendant une longue période, retirez les piles, sinon l'appareil risque de mal fonctionner en raison d'une fuite des piles.
- 5) N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées à l'extérieur.
- 6) Faites attention aux pôles positif ("+") et négatif ("-") lorsque vous installez les piles.
- 7) Ne jamais utiliser les piles à des températures supérieures à 45°C, sous peine d'affecter leurs performances et leur durée de vie.
- 8) Les piles mises au rebut doivent être éliminées conformément aux réglementations environnementales locales.

Données techniques

Dimensions	36 x 36 x 4 cm
Poids	1,5 kg
Masseur d'entrée	DC 12V ~ 1,5A
Adaptateur d'entrée	AC 100-240V ~ 50/60Hz ~ 0,8A
Nombre de modes de massage	9
Niveaux d'intensité	20
Minuterie	30 min

Entretien et nettoyage

Entretien et nettoyage

- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Maintenez le produit à l'abri de la poussière.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus susceptibles de l'endommager.
- Conservez le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

Nettoyage

- ⚠ N'immergez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides et tenez-le à l'écart des solvants et des produits de nettoyage agressifs.
- Éteignez le produit avant de le nettoyer.
- Nettoyez la base et le panneau de commande du produit à l'aide d'un chiffon humide légèrement imbibé de détergent et essuyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de diluants pour nettoyer le produit.

Mise au rebut et recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre! En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les pouvoirs publics pour qu'il soit recyclé.

Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique: info@good-4you.nl
- Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Le client doit pouvoir présenter une preuve d'achat et la garantie doit être valable pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; aux défauts causés par la propre faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Clause de non-responsabilité

- Modifications possibles; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Résolution des problèmes

Problèmes	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La batterie de la télécommande est-elle suffisamment chargée?	Remplacez les piles par des piles AAA neuves et insérez-les en respectant les pôles positif et négatif.
	La batterie de l'appareil de massage des pieds est-elle suffisamment puissante?	Remplacez les piles par des piles AA neuves et insérez-les en respectant les pôles positif et négatif.
Il y a un picotement sensation	Les électrodes entrent-elles en contact avec la plante des pieds ou la peau du corps?	Les électrodes doivent être en bon contact avec la plante des pieds ou la peau du corps.
	Le massage dure-t-il trop longtemps?	Il convient de masser pendant 15 à 30 minutes à chaque fois, jusqu'à deux fois par jour.
	Votre peau est-elle trop sèche?	Mouillez la plante de vos pieds avec une serviette humide.
	L'intensité du massage est-elle trop faible?	Augmenter l'intensité du massage.
	L'intensité du massage est-elle trop élevée?	Réduire l'intensité du massage.
Faible stimulation	Les électrodes présentent-elles des salissures ou des taches d'huile?	Nettoyer la surface de l'hydrogel sur les électrodes.
	La batterie de l'appareil de massage des pieds est-elle faible?	Remplacer les piles usées par des piles neuves.
Taches rouges sur la peau après utilisation	Y a-t-il une forte sensation de picotement lors de l'utilisation du produit? Avez-vous utilisé une pommade?	Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil de massage des pieds et attendez que les taches rouges disparaissent au bout de 3 à 5 jours.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: info@good-4you.nl

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist nur für die in der Anleitung beschriebenen Zwecke bestimmt.
- Der Lieferant haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das Fußmassagegerät (im Folgenden "das Produkt" genannt) verwenden.

Warnungen und Sicherheitshinweise



Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten sich daran verschlucken!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

Allgemeines

- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, ist es wichtig, dass Sie das Handbuch und die Anweisungen sorgfältig lesen. Beachten Sie die Risiken und Konsequenzen, die mit einer falschen Verwendung des Produkts verbunden sind. Eine falsche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt oder an damit verbundenen Produkten führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
- Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für kommerzielle Zwecke.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen. Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, schalten Sie es aus.

Personen

- Das Produkt ist nicht geeignet für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder für Männer, die keine Erfahrung oder Kenntnisse mit dem Produkt haben. Das Produkt darf nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson verwendet werden, die für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist. Verwenden und lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Wir empfehlen, das Produkt erst ab einem Alter von 16 Jahren zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie: ein elektronisches Implantat, wie z. B. einen Herzschrittmacher, tragen; schwanger sind; Verletzungen oder Läsionen an Ihren Füßen haben oder an Krankheiten wie Warzen, Schwimmezemen, Hautausschlägen oder offenen Wunden leiden; an einem bösartigen Tumor, einer Herzerkrankung, Osteoporose oder einer gebrochenen Wirbelsäule leiden; eine Erkältung mit Fieber oder Krampfadern, Thrombose, Gelbsucht, Diabetes, Nervenleiden, akute Entzündungen, Hautkrankheiten, gebrochene Haut oder Schmerzen ohne offensichtliche oder unmittelbare Ursache haben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit mehr als einer Person gleichzeitig. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe Ihrer Augen oder anderer empfindlicher Bereiche. Verwenden Sie das Produkt nicht, während Sie im Bett liegen oder schlafen. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt vor dem Schlafengehen, da das Produkt eine anregende Wirkung hat. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder einer Maschine. Verwenden Sie das Produkt nicht vertikal, um Unfälle oder Verletzungen der Turbine, Fehlfunktionen usw. zu vermeiden.
- Wenn Sie das Produkt an jemand anderen verleihen, achten Sie darauf, dass Sie das Produkt zusammen mit der Bedienungsanleitung weitergeben.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche. Wenn es nicht stabil ist, ist der Körper nicht im Gleichgewicht und es kann zu einem Unfall kommen.
- Das Produkt ist speziell für Beine, Füße usw. geeignet. Verwenden Sie Taille, Hals und andere Teile nicht außerhalb des Verwendungszwecks.
- Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Überhitzung führen. Machen Sie nach 10-minütiger Anwendung eine Pause von mindestens 10 Minuten, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbelastet laufen und kehren Sie die Drehrichtung des Produkts nicht um.

- Reibung kann schädlich für die Haut sein, daher nicht direkt verwenden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt.

Medizinische Notizen

- Das Produkt ist kein Ersatz für die Behandlung durch einen Arzt oder Physiotherapeuten.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung des Produkts einen Arzt, wenn Sie unerklärliche Schmerzen haben, sich in medizinischer Behandlung befinden oder medizinische Geräte verwenden.
- Um eine übermäßige Überstimulation der Muskeln und Nerven zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt nicht länger als 10 Minuten am Stück zu verwenden.
- Wenn Sie während der Verwendung des Produkts Schmerzen oder Beschwerden verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Elektrizität

- Zerlegen, reparieren oder restaurieren Sie das Produkt nicht. Dies kann zu Schäden am Produkt führen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten diese Teile nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Senden Sie das Produkt immer zur Reparatur an ein Servicecenter, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten (Wasch-)Beckens.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit Wasser in Berührung kommt. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Sollte Wasser in oder auf das Produkt gelangen, schalten Sie das Produkt sofort aus und kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder an das Produkt. Dies kann zu Brand, Stromschlag, Personenschäden oder Schäden am Produkt führen.

Andere

- Achten Sie darauf, die Tasten kurz zu drücken, um das Produkt nicht zu verwirren.
- Führen Sie keine Gegenstände in oder durch die Öffnungen des Produkts ein. Achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile immer Spielraum haben und nichts festsetzt.

Von der Lieferung erhalten

- Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Lieferschein übereinstimmt. Benachrichtigen Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint, reklamieren Sie sofort beim Spediteur und übermitteln Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigte Verpackung zur Begründung Ihrer Reklamation auf.

Inhaltsverpackung


- Good4You Fußmassagegerät – Modell KTR-401

Angebrachtes Zubehör


- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Fernbedienung
- 3x AA-Batterien
- 2x AAA-Batterien

Productmerkmale


Produktübersicht



Zubehör



Fernbedienung




Signalverzend-
fenster

Zubehör



LCD Bildschirm



Gebrauchsanweisung

- ⚠ Bei längerem Gebrauch des Fußmassagegeräts kann es zu Überhitzung kommen. Machen Sie nach 20-minütiger Anwendung eine Pause von mindestens 20 Minuten, bevor Sie es erneut verwenden.
- ⚠ Halten Sie das Fußmassagegerät und die Fernbedienung von Feuchtigkeit, Hitze, Bereichen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.

4.1 Vorbereitungen für den Gebrauch

- 1) Legen Sie 3 AA-Batterien in das Fußmassagegerät und 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Beachten Sie die Plus- und Minuspole der Batterien. Schließen Sie den Batteriedeckel nach dem Einsetzen.
- 2) Reinigen Sie Ihre Füße und die Fußelektroden mit einem feuchten Handtuch und legen Sie dann Ihre Füße auf die Elektroden. Positionieren Sie dann Ihre Füße so, dass sie vollständigen Kontakt mit den beiden Elektroden haben, entspannen Sie dann Ihren Körper vollständig und beginnen Sie mit der Bedienung der Fernbedienung. Es wird empfohlen, im Winter ein Flanell über die Elektroden zu legen, um Ihre Füße während der Verwendung des Fußmassagegeräts warm zu halten.

4.2 Bedienung der Fernbedienung

- 1) Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Fußmassagegeräts und der LCD Bildschirm leuchtet auf. Drücken Sie dann einmal die Taste " ⏻ " auf der Fernbedienung, um das Fußmassagegerät einzuschalten. Das Fußmassagegerät gibt einen "Piepton" aus und die folgende Standardeinstellung wird angezeigt. Einstellungen sind aktiviert:

- Timer von 30 Minuten
- Modus 1
- Intensität 0

Anschließend können Sie mit der Fernbedienung den gewünschten Modus und die gewünschte Intensität einstellen; Richten Sie beim Bedienen der Fernbedienung das Signalübertragungsfenster auf das Signalempfangsfenster am Fußmassagegerät. Das Fußmassagegerät piept einmal, nachdem das Infrarotsignal erfolgreich empfangen wurde. Drücken Sie lange die Taste " ⏻ " auf der Fernbedienung, um das Fußmassagegerät auszuschalten.

- 2) Um die Intensität anzupassen, drücken Sie die Taste "+", um die Intensität zu erhöhen, und die Taste "-", um die Intensität zu verringern. Insgesamt gibt es 20 verschiedene Intensitätsstufen.

Nach dem Einschalten ist das Fußmassagegerät standardmäßig auf Stufe "0" eingeschaltet.

- 3) Drücken Sie einmal die Taste " ⏻ ", um zwischen 9 verschiedenen Massagemodi zu wechseln. Modus 1 bietet eine automatische Massage, bei der alle 9 verschiedenen Massagemodi zu einer Massage kombiniert werden (alles wird massiert), während die Modi 2 bis 9 eine kreisförmige Massage bieten, d. h. jede Minute wird automatisch in den nächsten Modus gewechselt; die Modi 2 bis 9 bieten eine Einzelmassage, bei der jedes Mal ein anderer Punkt massiert wird.

*** Es wird empfohlen, das Fußmassagegerät bis zu zweimal täglich für jeweils 15–30 Minuten zu verwenden.**

4.3 Verwendung von Batterien

- 1) Für das Fußmassagegerät sind 3 Stück AALR6-Batterien für eine Nutzungsdauer von ca. 60 Tagen erforderlich (basierend auf 30 Minuten pro Tag).
- 2) Für die Fernbedienung werden 2 Stück AAA-Batterien für etwa ein halbes Jahr Nutzung benötigt (basierend auf 30 Minuten pro Tag).
- 3) Wenn "  " auf dem LCD Bildschirm des Fußmassagegeräts erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- 4) Wenn Sie das Fußmassagegerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, da es sonst zu Fehlfunktionen des Geräts durch auslaufende Batterien kommen kann.
- 5) Verwenden Sie keine anderen als die extern angegebenen Batterien.
- 6) Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf den Pluspol (" + ") und den Minuspol (" - ").

7) Verwenden Sie die Batterien niemals bei Temperaturen über 45 °C, da sonst ihre Leistung und Lebensdauer beeinträchtigt wird.

8) Die ausrangierten Batterien müssen gemäß den örtlichen Umweltvorschriften entsorgt werden.

Données techniques

Abmessungen	36 x 36 x 4 cm
Gewicht	1,5 kg
Eingabemassagegerät	DC 12V ~ 1,5A
Eingangsadapter	AC 100-240V ~ 50/60Hz ~ 0,8 A
Anzahl der Massagemodi	9
Intensitätsstufen	20
Timer	30 min

Entretien et nettoyage

Entretien et nettoyage

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Halten Sie das Produkt staubfrei.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, die das Produkt beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

Reinigung

- ⚠ Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Lösungsmitteln und aggressiven Reinigungsmitteln fern.
- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie die Basis und das Bedienfeld des Produkts mit einem feuchten, kurz in Reinigungsmittel getauchten Tuch und wischen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch trocken. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel oder Verdünnern.

Entsorgung und Recycling

- Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem saubereren Lebensumfeld bei! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie es an einer von der Regierung für das Recycling vorgesehenen Sammelstelle ab.

Service und Garantie

- Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren: info@good-4you.nl
- Auf unsere Produkte gewähren wir ein Jahr Garantie. Der Kunde muss einen Kaufbeleg vorlegen können und die Gewährleistung muss innerhalb einer Frist von einem Jahr ab Kaufdatum erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Reparatur verursacht wurden; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; bei Mängeln, die auf eigenes Verschulden des Kunden zurückzuführen sind, bei Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Haftungsausschluss

- Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Verfügt die Fernbedienung über genügend Batterieleistung?	Ersetzen Sie die Batterien durch neue AAA-Batterien und legen Sie diese mit den richtigen Plus- und Minuspolen ein.
	Hat das Fußmassagegerät genügend Akkuleistung?	Ersetzen Sie die Batterien durch neue AA-Batterien und legen Sie diese mit den richtigen Plus- und Minuspolen ein.
Da ist ein Kribbeln Gefühl	Kommen die Elektroden mit Ihren Fußsohlen oder Ihrer Körperhaut in Kontakt?	Die Elektroden müssen einen guten Kontakt haben die Fußsohlen oder die Körperhaut.
	Dauert die Massage zu lange?	Es ist geeignet, jeweils 15 bis 30 Minuten lang zu massieren, maximal zweimal täglich.
	Ist Ihre Haut zu trocken?	Befeuchten Sie Ihre Fußsohlen mit einem feuchten Handtuch.
	Ist die Intensität der Massage zu gering?	Erhöhen Sie die Intensität der Massage.
	Ist die Intensität der Massage zu hoch?	Reduzieren Sie die Intensität der Massage.
Geringe Stimulation	Befinden sich Schmutz- oder Ölflecken auf den Elektroden?	Reinigen Sie die Oberfläche des Hydrogels auf den Elektroden.
	Ist die Batterie des Fußmassagegeräts schwach?	Ersetzen Sie leere Batterien durch neue.
Rote Flecken auf der Haut nach der Anwendung	Gibt es während der Anwendung ein starkes Kribbeln? des Produkts? Hast du eine Salbe verwendet?	Hören Sie sofort auf, das Fußmassagegerät zu verwenden und warten Sie, bis die roten Flecken nach 3-5 Tagen verschwinden.

Good4You®



Made in PRC

© OnlineGoods
Wielewaalpad 5
5327AV Hurwenen