




Gebruiksaanwijzing - Voetmassageapparaat
User Manual - Foot massager
Manual d'utilisation - Appareil de massage des pieds
Gebrauchsanweisung - Fußmassagegerät





Introductie

Bedankt dat je gekozen hebt voor ons product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product neem dan gerust contact met ons op via email: info@good-4you.nl.

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van 'het Voetmassageapparaat', hierna te noemen 'het product'.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en bewaar deze zorgvuldig!

Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raad pleeg dan de Customer Service.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vast zit.

Personen

- Het product is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het product hebben. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker. Gebruik en bewaar het product buiten bereik van kinderen. We raden aan om het voetmassageapparaat alleen te gebruiken als je 16 jaar of ouder bent.
- Gebruik het product niet als je: een elektronisch implantaat zoals een pacemaker hebt; zwanger bent; verwondingen of blessures aan je voet(en) hebt, of aandoeningen zoals wratten, zwemmerseczeem, uitslag of open wonden hebt; een kwaadaardige tumor, een hartaandoening, osteoporose of een gebroken wervelkolom hebt; geopereerd bent aan je voet(en); Verkouden bent met koorts of spataderen, trombose, geelzucht, diabetes, zenuwaandoeningen, acute ontstekingen, huidziektes, kapotte huid, of pijn zonder duidelijke of directe aanleiding hebt.

- Gebruik het product niet met meer dan een persoon tegelijk. Gebruik het product niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden. Gebruik het product niet als je in bed ligt of aan het slapen bent. Gebruik het product niet vlak voordat je naar bed gaat, het product heeft een stimulerend effect. Gebruik het product niet als je een voertuig of een machine aan het besturen bent. Gebruik het product niet verticaal om ongelukken of verwondingen aan de turbine, storingen, enz. te voorkomen.
- Als je het product uitleent aan iemand anders, zorg er dan voor dat je het product met de handleiding samen geeft.
- Gebruik het product op een vlakke ondergrond. Als het niet stabiel is, is het lichaam niet in evenwicht en kan er een ongeluk veroorzaakt worden.
- Het product is speciaal voor de benen, voeten, enz., gebruik de taille, nek en andere delen niet buiten het gebruiksdoel.
- Langdurig gebruik van het product kan leiden tot oververhitting. Las na 10 minuten gebruik een pauze in van minstens 10 minuten voordat je het product weer gebruikt.
- Laat het product niet onbelast draaien en draai de draairichting van het product niet om.
- Wrijving kan schadelijk zijn voor de huid, dus gebruik het niet direct.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met puntige of scherpe voorwerpen.

Medische opmerkingen

- Het product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- Om excessieve over stimulatie van de spieren en de zenuwen te voorkomen wordt het aangeraden om het product u niet langer dan 10 minuten achter elkaar te gebruiken.
- Als je pijn of discomfort ervaart tijdens het gebruik van het product of de massage onprettig vindt, stop dan met het gebruik en raadpleeg je arts.

Elektra

- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen de adapter die geleverd wordt door de leverancier.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was) bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.

Overig

- Zorg ervoor dat je de knoppen kort indrukt om het product niet in de war te brengen.
- Steek geen objecten in of door de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen altijd de ruimte hebben om te bewegen en dat er niets klem zit.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.


Inhoud Verpakking

- Good4You Voetmassageapparaat - Model ETF005

Bijgevoegde accessoires

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Stroomadapter
- 1x Afstandsbediening

Producteigenschappen



1. Aan/uit-knop
2. Stop-knop
3. Start-knop
4. Timerscherf
5. Snelheidsscherf
6. Snelheidsstand verlagen
7. Snelheidsstand verhogen
8. Programmastand
9. Massagekoppen
10. Stroomadapter
11. Shiatsu pedaal
(Plaatsing van de voet of de voetboog)
Siliconen pad kan worden verwijderd en gereinigd.
Na reiniging en drogen, kan het gebruikt worden.
12. Stroomaansluiting



Aan/uit-knop



Start/stop-knop

HIGH Selecteer 16 snelheden

MID Selecteer 10 snelheden

LOW Selecteer 6 snelheden

→ Deze drie functies voor snelheid zijn alleen beschikbaar in de P1-modus

SPEED ▲ Snelheid verhogen

SPEED ▼ Snelheid verlagen

→ Het snelheidsbereik is instelbaar van 1 tot 20
↳ Alleen instelbaar bij P1-modus

TIMER ▲ Tijd van timer verhogen

TIMER ▼ Tijd van timer verlagen

Het tijdsbereik is instelbaar van 1 tot 10 minuten en kan alleen worden aangepast na het indrukken van de Start/stop-knop
↳ Alleen instelbaar bij P1-modus
Na het aanzetten is de standaardtijd 10 minuten

P1

Standaardtijd: 10 minuten en instelbaar door het indrukken van de Start/stop-knop

Functie: Alleen trillingen

Snelheid: Instelbaar door het indrukken van de Start/stop-knop

* P1-modus wordt standaard ingeschakeld na het aanzetten

P2

Standaardtijd: 10 minuten

Functie: Alleen trillingen

Snelheid: De snelheid verandert elke seconde gedurende 60 seconden in totaal, van 1 tot 20 en 20 tot 1

P3

Standaardtijd: 10 minuten

Functie: Trillingen met massage

Snelheid: De snelheid verandert elke seconde gedurende 60 seconden in totaal, van 1 tot 20 en 20 tot 1

P4

Standaardtijd: 10 minuten

Functie: Trillingen met- of zonder massage

Snelheid: De snelheid verandert elke seconde gedurende 60 seconden in totaal, van 1 tot 20 en 20 tot 1

1^e minuut: Alleen trillingen

2^e minuut: Trillingen met massage

3^e minuut: Alleen trillingen

4^e minuut: Trillingen met massage

5^e minuut: Alleen trillingen

6^e minuut: Trillingen met massage

7^e minuut: Alleen trillingen

8^e minuut: Trillingen met massage

9^e minuut: Alleen trillingen

10^e minuut: Trillingen met massage

P5

Standaardtijd: 10 minuten

Functie: Trillingen met- of zonder massage


Snelheid: De snelheid verandert elke seconde gedurende 60 seconden in totaal, van 1 tot 20 en 20 tot 1

2 minuten: Alleen trillingen

3 minuten: Trillingen met massage


2 minuten: Alleen trillingen

3 minuten: Trillingen met massage




Geschikt voor

Voeten



Kuiten



Rug



⚠ **Let op: gebruik het product altijd zittend, nooit staand!**

Technische Data

Afmetingen	40 x 38 x 12 cm
Gewicht	4,1 kg
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS
Kabellengte	1,8 m
Input Massager	DC 12V2A
Vermogen	30W
Input stroomadapter	AC 100-240 V ~ 50/60Hz - 0,7 A
Aantal standen	5
Snelheidsniveaus	20
Automatische looptijd	10 min
Massagetype	Shiatsu massage
Geschikt voor (lichaamsdeel)	Voeten, kuiten en rug
Geschikt voor (functies)	Spierpijn, stijve spieren, stimulans bloed- circulatie, soepel en flexibel maken van de spieren

Instructies voor gebruik

- ⚠ Langdurig gebruik van het product kan leiden tot oververhitting. Las na 10 minuten gebruik een pauze in van minstens 10 minuten voordat je het product weer gebruikt.
- ⚠ Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- ⚠ Houd het product uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hitte bronnen zoals ovens.

1.1 Als de stekker in het stopcontact zit, druk je vervolgens op de "POWER"-knop en op het scherm verschijnt: "Default time: 10 minutes. Speed: 00."

1.2 Druk op de "PROGRAM"-knop om de modes P1, P2, P3, P4 en P5 te bekijken.

Selecteer de gewenste mode en klik op "START" (programma P2,- P3,- P4- en P5 zijn selecteerbaar met de afstandsbediening).

1.3 Als je de "1.2" modus niet wilt volgen, druk dan op de "START"-knop, het apparaat start standaard vanuit de P1-modus. De snelheid en tijd van de timer zijn in deze modus instelbaar.

1.4 Schakel het apparaat pas uit nadat je op "STOP" hebt gedrukt.

2. Afstandsbediening:

2.1 Als de stekker in het stopcontact zit, druk je op de "  "-knop en op het scherm verschijnt:

"Default time: 10 minutes. Speed: 00."

2.2 Druk op de "  /  "-knop, het apparaat start standaard in de P1-modus.

(Bekijk het programmaoverzicht van "P1" voor details)

2.3 Als je van de P2,- P3,- P4- of P5-modus wilt genieten, druk dan op de "  /  "-knop om de P1-modus te beëindigen voordat je de P2,- P3,- P4- of P5-modus selecteert.

Druk vervolgens eerst op de P2,- P3,- P4- of P5-modus en daarna op de "  /  "-knop om de modus te starten.

(Bekijk het programmaoverzicht van "P1", "P2", "P3", "P4" en "P5" voor details)

2.4 Schakel het apparaat pas uit nadat je op de "  /  "-knop hebt gedrukt.

Onderhoud en Reiniging

Onderhoud

- Zet het product uit als je het niet gebruikt en haal de stekker uit het stopcontact.
- Houd het product stofvrij.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met scherpe objecten die het product kunnen beschadigen.
- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Reiniging

- ⚠ Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen en houd het uit de buurt van oplosmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen.
- Zet het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je het schoonmaakt.
- Maak de basis en het bedieningspaneel van het product schoon met een vochtige doek die kort in schoonmaakmiddel is gedoopt en veeg het product droog met een droge, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of verdunners om het product schoon te maken.

Weggoien en Recycling

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en neem contact met ons op via email: info@good-4you.nl
- Wij verlenen één jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van één jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van redenen.

Probleemoplossing

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
Het massageapparaat werkt niet	1. Haal de stekker uit het stopcontact of de stekker zit los waardoor het contact slecht is. 2. Geen stroom of het netsnoer is beschadigd. 3. De aan/uit-knop staat uit of de timer is gereset. 4. De motor schakelt automatisch uit omdat het apparaat te lang aanstaat en de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd. 5. Ik heb geen originele adapter gebruikt.	1. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze weer in het stopcontact. 2. Probeer een ander stopcontact. Controleer het netsnoer, vervang het als het beschadigd is. 3. Zet de aan/uit-knop aan. 4. Gebruik het massageapparaat nadat de motor op natuurlijke wijze is afgekoeld. 5. Gebruik alleen de originele adapter uit de verpakking.
De massage-intensiteit is te hoog of te laag	Het verkeerde intensiteitsniveau voor de voorkeur is geselecteerd.	Het apparaat heeft 20 snelheidsniveaus, kies de snelheid die je het prettigst vindt. We raden om te beginnen met een lage snelheid.
De tijd en snelheid kunnen niet worden aangepast	In de P2,- P3,- P4- en P5-modus kunnen de tijd van de timer en de snelheid niet worden aangepast en is er geen knop beschikbaar behalve de Start/stop-knop.	Selecteer de P1-modus.
Het roteren werkt niet	De rotatiemodus van de massagekoppen is verschillend bij iedere modus.	Selecteer de gewenste modus en activeer de gewenste modus: P1, P2, P3, P4 of P5.



Introduction

Thank you for choosing our product! Please always follow the safety instructions for safe use. Should there be any questions about the product please feel free to contact us via email: info@good-4you.nl

Intended Use

- This product is intended only for the purposes described in the manual.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use.
- Always observe the following precautions when using "the Foot Massager", hereinafter referred to as "the product".

Warnings and Safety Instructions



Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They could choke on it! Read the instructions carefully before use and keep them in a safe place!

General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully. Be aware of the risks and consequences associated with misuse of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Do not leave the product unattended when in use. When you are not using the product, turn the product off and unplug the power cord.
- Do not pull the cord to unplug the product.
- Do not move the product by pulling the cord or twist the cord.
- Make sure you do not trip over the cord and that the cord is not kinked, twisted, or stuck.

Persons

- The product is not suitable for people (including children) with physical or mental disabilities, or People who have no experience with or knowledge about the product. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the user's safety. Use and store the product out of the reach of children. We recommend using the foot massager only if you are 16 years of age or older.
- Do not use the product if you: have an electronic implant such as a pacemaker; are pregnant; have injuries or injuries to your foot(s), or have conditions such as warts, swimmer's eczema, rashes or open wounds; have a malignant tumor, heart disease, osteoporosis or a broken spine; Have had surgery on your foot(s); Have a cold with a fever or varicose veins, thrombosis, jaundice, diabetes, nervous disorders, acute inflammation, skin disease, broken skin, or pain with no obvious or immediate cause.
- Do not use the product with more than one person at a time. Do not use the product near your eyes or other sensitive areas. Do not use the product when you are in bed or sleeping. Do not use the product just before you go to bed; the product has a stimulating effect. Do not use the product when you are driving a vehicle or operating machinery. Do not use the product vertically to avoid accidents or injuries to the turbine, malfunctions, etc.
- If you lend the product to someone else, be sure to give the product with the manual together.
- Use the product on a level surface. If it is not stable, the body will not be balanced and an accident can be caused.

- The product is special for the legs, feet, etc., do not use the waist, neck and other parts outside the purpose of use.
- Prolonged use of the product may cause overheating. After 10 minutes of use, insert a break of at least 10 minutes before using the product again.
- Do not leave the product running unloaded or reverse the direction of rotation of the product.
- Friction can be harmful to the skin, so do not use it directly.
- Do not place heavy objects on the product.
- Make sure the product does not come in contact with pointed or sharp objects.

Medical Notes

- The product is not a substitute for treatments from a doctor or physical therapist.
- Consult a physician before using the product if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment or are using medical equipment.
- To prevent excessive over stimulation of the muscles and nerves, it is recommended that you do not use the product for more than 10 minutes at a time.
- If you experience pain or discomfort while using the product or find the massage unpleasant, discontinue use and consult your physician.

Electra

- Do not disassemble, repair or restore the product. Doing so may cause damage to the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to service center for repairs to prevent damage and personal injury.
- Before connecting the product, ensure that the mains voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply.
- Check both power cord and plug regularly for signs of damage or wear, and if there is any, do not use the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- Use only the adapter provided by the supplier.
- Do not use the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a (laundry) tub filled with water.
- Do not allow the product to come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get in or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not touch the product and power cord with wet hands.
- If the power fails during use, immediately turn off the product and unplug the power cord.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.

Other

- Be sure to press the buttons briefly to avoid confusing the product.
- Do not insert objects into or through the openings of the product. Always ensure that the moving parts have room to move and that nothing is jammed.

Receiving Shipment

- Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.


Contents of Package


- Good4You Foot massager - Model ETF005

Attached Accessories

- 1x User Manual
- 1x Power Adapter
- 1x Remote Control

Product Features





 On/Off button

 Start/stop-button

HIGH Select 16 speeds

MID Select 10 speeds

LOW Select 6 speeds

→ These three functions for speed are only available in P1 mode

SPEED ▲ Increase speed

SPEED ▼ Decrease speed

→ The speed range is adjustable from 1 to 20
 Adjustable in P1 mode only

TIMER ▲ Increase time of timer

TIMER ▼ Decrease time of timer

→ The time range is adjustable from 1 to 10 minutes and can only be adjusted after pressing the Start/Stop button
 Adjustable in P1 mode only
 After power on, the default time is 10 minutes

P1

Default time: 10 minutes and adjustable by pressing the Start/Stop button

Function: Vibration only

Speed: Adjustable by pressing Start/stop button

* P1 mode is turned on by default after power on

P2

Default time: 10 minutes

Function: Vibration only

Speed: Speed changes every second for 60 seconds total, from 1 to 20 and 20 to 1

P3

Default time: 10 minutes

Function: Vibration with massage

Speed: The speed changes every second for 60 seconds in total, from 1 to 20 and 20 to 1

P4

Standard time: 10 minutes

Function: Vibration with or without massage

Speed: The speed changes every second for 60 seconds in total, from 1 to 20 and 20 to 1

1st minute: Vibrations only

2nd minute: Vibrations with massage

3rd minute: Only vibrations

4th minute: Vibrations with massage

5th minute: Only vibrations

6th minute: Vibrations with massage

7th minute: Only vibrations

8th minute: Vibrations with massage

9th minute: Only vibrations

10th minute: Vibrations with massage

P5

Standard time: 10 minutes

Function: Vibration with or without massage

Speed: Speed changes every second for 60 seconds total, from 1 to 20 and 20 to 1

2 minutes: Vibrations only


3 minutes: Vibrations with massage

2 minutes: Vibrations only


3 minutes: Vibrations with massage

Suitable for

Feet



Calves



Back



⚠ **Note:** always use the product while sitting, never standing!

Technical data

Dimensions	40 x 38 x 12 cm
Weight	4,1 kg
Color	Black
Material	ABS
Cable length	1,8 m
Input Massager	DC 12V2A
Power	30W
Input power adapter	AC 100-240 V ~ 50/60Hz - 0,7 A
Number of positions	5
Speed levels	20
Automatic running time	10 min
Massage type	Shiatsu massage
Suitable for (body part)	Feet, calves and back
Suitable for (functions)	Muscle pain, stiff muscles, stimulate blood circulation, make muscles supple and flexible

Instructions for use

- ⚠ Prolonged use of the product may lead to overheating. After 10 minutes of use, take a break for at least 10 minutes before using the product again.
- ⚠ Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the unit. This may cause a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- ⚠ Keep the product away from moisture, heat, areas where the temperature is relatively high, and heat sources such as furnaces.

1. Device:

1.1 When the plug is plugged in, then press the "POWER"-button and the display will show:

"Default time: 10 minutes. Speed: 00."

1.2 Press the "PROGRAM"-button to view the modes P1, P2, P3, P4 and P5.

Select the desired mode and click "START" (program P2,- P3,- P4- and P5 are selectable with the remote control).

1.3 If you do not want to follow the "1.2" mode, press the "START"-button, the device will start from P1 mode by default. The speed and time of the timer are adjustable in this mode.

1.4 Turn off the device only after pressing "STOP".

2. Remote control:

2.1 When plugged in, press the "  " -button and the display will show:

"Default time: 10 minutes. Speed: 00."

2.2 Press the "  /  "-button, the unit starts in P1 mode by default.

(View the program overview of "P1" for details)

2.3 If you want to enjoy P2,- P3,- P4 or P5 mode, press the "  /  "-button to exit P1 mode before selecting P2,- P3,- P4 or P5 mode.

Then press the P2,- P3,- P4 or P5 mode first, and then press the "  /  "-button to start the mode.

(Please refer to the program overview of "P1", "P2", "P3", "P4" and "P5" for details)

2.4 Turn off the unit only after pressing the "  /  " button.

Maintenance and Cleaning

Maintenance

- Turn off the product when not in use and unplug it.
- Keep the product dust-free.
- Make sure the product is not in contact with sharp objects that may damage the product.
- Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

Cleaning

- ⚠ Do not immerse the product in water or other liquids and keep it away from solvents and harsh cleaning agents.
- Turn off and unplug the product before cleaning.
- Clean the base and control panel of the product with a damp cloth dipped briefly in detergent and wipe the product dry with a dry, soft cloth. Do not use abrasives or thinners to clean the product.

Disposal and Recycling

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its life, do not throw the product away with the normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please do not hesitate to contact us via email: info@good-4you.nl
- We provide one year warranty on our products. The customer must provide proof of purchase and the warranty must be validated within a period of one year from the date of purchase. Please note the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting guide

Common problems	Causes	Solutions
The massager does not work	1. Disconnect power or loose plug causing poor contact. 2. No power or power cord is damaged 3. The power button is off, or the timer has been reset. 4. The motor auto shuts-off due to the device being on too long activating overheating protection. 5. Didn't use original adapter.	1. Remove plug from outlet and re-insert into power source. 2. Try another outlet. Check the power cord, replace if damaged. 3. Turn on the power button. 4. Use the massager after the motor cools off naturally. 5. Use original adapter provided in the package only.
The massage intensity is too high or too low	The incorrect intensity level for your preference was selected.	The massager has 20 speed levels, choose the speed you prefer. We recommend low speed to begin with.
The time and the speed cannot be adjusted	In the P2,- P3,- P4- and P5-modes, the time of the timer and speed cannot be adjusted and no button is available except the Start/stop-button.	Select P1-mode.
Rotation doesn't work	The rotation mode of the massage heads is different for each mode.	Select the desired mode and activate the desired mode: P1, P2, P3, P4 or P5.

Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit! Suivez toujours les instructions de sécurité pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique: info@good-4you.nl.

Utilisation prévue

- Ce produit est destiné uniquement aux fins décrites dans le manuel.
- Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par une utilisation du produit non conforme à sa destination.
- Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation de l'appareil de massage des pieds, ci-après dénommé "le produit".

Avertissements et consignes de sécurité



Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec!

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr!

Généralités

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions. Notez les risques et les conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures corporelles et endommager le produit ou les produits qui y sont connectés.
- N'utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans ce manuel.
- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service clientèle.
- Le produit est conçu et destiné à un usage privé. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Lorsque vous n'utilisez pas le produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le produit.
- Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon ou en le tordant.
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble et à ce qu'il ne soit pas plié, tordu ou coincé.

Personnes

- Le produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physique ou mental, ni aux hommes qui n'ont aucune expérience ou connaissance du produit. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur. Utilisez et rangez le produit hors de portée des enfants. Nous recommandons de n'utiliser le masseur de pieds que si vous avez 16 ans ou plus.
- N'utilisez pas le produit si vous : portez un implant électronique tel qu'un stimulateur cardiaque ; êtes enceinte ; avez des blessures ou des lésions au(x) pied(s), ou souffrez d'affections telles que verrues, eczéma du nageur, éruptions cutanées ou plaies ouvertes ; souffrez d'une tumeur maligne, d'une maladie cardiaque, d'ostéoporose ou d'une fracture de la colonne vertébrale ; vous avez subi une intervention chirurgicale sur le(s) pied(s) ; vous avez un rhume avec de la fièvre ou des varices, une thrombose, une jaunisse, un diabète, des troubles nerveux, une inflammation aiguë, des maladies de la peau, des lésions cutanées, ou vous souffrez de douleurs sans cause évidente ou immédiate.
- Ne pas utiliser le produit avec plus d'une personne à la fois. N'utilisez pas le produit près de vos yeux ou d'autres zones sensibles. N'utilisez pas le produit lorsque vous êtes au lit ou que vous dormez. N'utilisez pas le produit juste avant de vous coucher, car il a un effet stimulant. N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule ou une machine. N'utilisez pas le produit à la verticale afin d'éviter les accidents ou les blessures à la turbine, les dysfonctionnements, etc.
- Si vous prêtez le produit à quelqu'un d'autre, veillez à lui remettre le produit et le manuel.

- Utilisez le produit sur une surface plane. S'il n'est pas stable, le corps ne sera pas équilibré et un accident peut se produire.
- Le produit est spécialement conçu pour les jambes, les pieds, etc., n'utilisez pas la taille, le cou et d'autres parties en dehors de l'objectif d'utilisation.
- Une utilisation prolongée du produit peut entraîner une surchauffe. Après 10 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 10 minutes avant de réutiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit fonctionner à vide et n'inversez pas le sens de rotation du produit.
- La friction peut être nocive pour la peau, ne l'utilisez donc pas directement.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus ou tranchants.

Notes médicales

- Le produit ne remplace pas les traitements d'un médecin ou d'un physiothérapeute.
- Consultez un médecin avant d'utiliser le produit si vous souffrez de douleurs inexplicables, si vous suivez un traitement médical ou si vous utilisez un équipement médical.
- Afin d'éviter une stimulation excessive des muscles et des nerfs, il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant plus de 10 minutes à la fois.
- Si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation du produit ou si vous trouvez le massage désagréable, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin.

Elektra

- Ne pas démonter, réparer ou restaurer le produit. Cela pourrait l'endommager. Pour votre propre sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par du personnel de service autorisé. Envoyez toujours le produit à un centre de service pour le faire réparer afin d'éviter tout dommage et toute blessure.
- Avant de brancher le produit, assurez-vous que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de signes d'endommagement ou d'usure. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit et faites remplacer ou réparer le cordon d'alimentation et/ou la fiche par un personnel de service agréé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fournisseur.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou d'un bac (à linge) rempli d'eau.
- Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. N'immergez pas le produit dans l'eau. Si de l'eau pénètre dans ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Ne touchez pas le produit et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- En cas de panne de courant pendant l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
- Ne pas couvrir le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'appareil.

Autre

- Veillez à appuyer brièvement sur les boutons pour ne pas perturber le fonctionnement de l'appareil.
- N'insérez pas d'objets dans ou à travers les ouvertures du produit. Veillez à ce que les pièces mobiles aient toujours de la place pour bouger et que rien ne soit coincé.

Réception de l'envoi

- Lors de la réception de l'envoi, vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Si l'équipement semble endommagé, adressez immédiatement une réclamation au transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez l'emballage endommagé pour justifier votre réclamation.


Contenu de l'emballage

- Appareil de massage des pieds Good4You - Modèle ETF005

Accessoires joints

- 1x Manuel de l'utilisateur
- 1x Adaptateur d'alimentation
- 1x Télécommande

Caractéristiques du produit





Bouton On/Off



Bouton de démarrage/arrêt

HIGH

Sélectionner 16 vitesses

MID

Sélectionner 10 vitesses

LOW

Sélectionner 6 vitesses

→ Ces trois fonctions de vitesse sont uniquement disponibles en mode P1

SPEED ▲

Augmenter la vitesse

SPEED ▼

Réduire la vitesse

→ La plage de vitesse est réglable de 1 à 20
↳ uniquement disponible en mode P1


TIMER ▲

Augmenter la durée de la minuterie

TIMER ▼

Diminuer la durée de la minuterie

→ La durée est réglable de 1 à 10 minutes et ne peut être ajustée qu'après avoir appuyé sur le bouton de démarrage/arrêt
↳ uniquement disponible en mode P1
Après la mise en marche, la durée par défaut est de 10 minutes.



P1

Durée par défaut: 10 minutes et réglable en appuyant sur le bouton de démarrage/arrêt

Fonction: Vibration uniquement

Vitesse: Réglable en appuyant sur le bouton de démarrage/arrêt

* Le mode P1 est activé par défaut après la mise en marche.

P2

Durée par défaut: 10 minutes

Fonction: Vibration uniquement

Vitesse: La vitesse change toutes les secondes pendant 60 secondes au total, de 1 à 20 et de 20 à 1.

P3

Durée standard: 10 minutes

Fonction: Vibration avec massage

Vitesse: La vitesse change toutes les secondes pendant 60 secondes au total, de 1 à 20 et de 20 à 1.

P4

Durée standard: 10 minutes

Fonction: Vibration avec ou sans massage

Vitesse: La vitesse change toutes les secondes pendant 60 secondes au total, de 1 à 20 et de 20 à 1.

1e minute: Vibrations uniquement

2e minute: Vibrations avec massage

3e minute: Vibrations uniquement

4e minute: vibrations avec massage

5e minute: vibrations uniquement

6e minute: Vibrations avec massage

7e minute: Vibrations uniquement

8e minute: Vibrations avec massage

9e minute: Seulement des vibrations

10e minute: Vibrations avec massage

P5

Durée standard: 10 minutes

Fonction: Vibrations avec ou sans massage

Vitesse: La vitesse change toutes les secondes pendant 60 secondes au total, de 1 à 20 et de 20 à 1.

2 minutes: Vibrations uniquement


3 minutes: Vibrations avec massage

2 minutes: Vibrations avec massage Vibrations uniquement


3 minutes: Vibrations avec massage

Convient pour

Pieds



Veaux



Dos



⚠ Remarque: utilisez toujours le produit en position assise, jamais en position debout!

Données techniques

Dimensions	40 x 38 x 12 cm
Poids	4,1 kg
Couleur	Noir
Matériau	ABS
Longueur du câble	1,8 m
Entrée du masseur	DC 12V2A
Puissance	30W
Adaptateur d'alimentation	AC 100-240 V ~ 50/60Hz - 0,7 A
Nombre de modes	5
Niveaux de vitesse	20
Durée de fonctionnement automatique	10 min
Type de massage	Shiatsu massage
Geschikt voor (lichaamsdeel)	Pieds, veaux et dos
Geschikt voor (functies)	Douleurs musculaires, muscles raides, stimulation de la circulation sanguine, rendre les muscles souples et flexibles

Mode d'emploi

- ⚠ L'utilisation prolongée du produit peut entraîner une surchauffe. Après 10 minutes d'utilisation, faites une pause d'au moins 10 minutes avant d'utiliser à nouveau le produit.
- ⚠ Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles ou d'endommagement du produit.
- ⚠ Gardez le produit à l'écart de l'humidité, de la chaleur, des zones où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.

1. Appareil:

1.1 Lorsque l'appareil est branché, appuyez sur la touche "POWER" et l'écran affiche:

"Temps par défaut : 10 minutes. Vitesse: 00."

1.2 Appuyez sur le bouton "PROGRAM" pour afficher les modes P1, P2, P3, P4 et P5.

Sélectionnez le mode désiré et cliquez sur "START" (les programmes P2,- P3,- P4- et P5 sont sélectionnables à l'aide de la télécommande).

1.3 Si vous ne souhaitez pas suivre le mode "1.2", appuyez sur la touche "START", l'appareil démarre par défaut en mode P1. La vitesse et le temps de la minuterie sont réglables dans ce mode.

1.4 N'éteignez l'appareil qu'après avoir appuyé sur "STOP".

2. Télécommande:

2.1 Lorsque l'appareil est branché, appuyez sur la touche "  " et l'écran affiche:

"Temps par défaut : 10 minutes. Vitesse: 00."

2.2 Appuyez sur la touche "  /  ", l'appareil démarre en mode P1 par défaut.

(Voir l'aperçu du programme "P1" pour plus de détails)

2.3 Si vous souhaitez profiter du mode P2,- P3,- P4 ou P5, appuyez sur la touche "  /  " pour quitter le mode P1 avant de sélectionner le mode P2,- P3,- P4 ou P5.

Ensuite, appuyez d'abord sur le mode P2,- P3,- P4 ou P5, puis sur la touche "  /  " pour lancer le mode. (Voir l'aperçu des programmes "P1", "P2", "P3", "P4" et "P5" pour plus de détails).

2.4 N'éteignez l'appareil qu'après avoir appuyé sur la touche "  /  ".

Entretien et nettoyage

Entretien

- Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé et retirez la fiche de la prise.
- Gardez le produit exempt de poussière.
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des objets pointus qui pourraient endommager le produit.
- Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

Nettoyage

- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides et tenez-le à l'écart des solvants et des produits de nettoyage agressifs.
- Éteignez le produit et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Nettoyez la base et le panneau de commande du produit avec un chiffon humide brièvement imbibé de détergent et essuyez le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de diluants pour nettoyer le produit.

Élimination et recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre! En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les pouvoirs publics pour qu'il soit recyclé.

Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique: info@good-4you.nl
- Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Le client doit être en mesure de présenter une preuve d'achat et la garantie doit être valable pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas: aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts connus du client au moment de l'achat ; aux défauts causés par la propre faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Clause de non-responsabilité

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Résolution de problèmes

Problèmes	Causes	Solutions
Le appareil ne fonctionne pas	1. Débrancher la fiche ou la fiche est desserrée, ce qui entraîne un mauvais contact. 2. Il n'y a pas de courant ou le cordon d'alimentation est endommagé. 3. Le bouton On/Off est éteint ou la minuterie est réinitialisée. 4. Le moteur s'arrête automatiquement parce que l'appareil est resté trop longtemps en marche et que la protection contre la surchauffe s'est activée. 5. Je n'ai pas utilisé l'adaptateur d'origine.	1. Débrancher et réinsérer la fiche. 2. Essayez une autre prise. Vérifiez le cordon d'alimentation et remplacez-le s'il est endommagé. 3. Allumez le bouton On/Off 4. Utilisez le appareil après que le moteur se soit refroidi naturellement. 5. Utiliser uniquement l'adaptateur d'origine de l'emballage.
L'intensité du massage est trop élevée ou trop faible	Le niveau d'intensité sélectionné n'est pas adapté à la préférence.	L'appareil dispose de 20 niveaux de vitesse, choisissez la vitesse qui vous convient le mieux. Nous vous recommandons de commencer par une vitesse faible.
La durée et la vitesse ne peuvent pas être réglées	Dans les modes P2,- P3,- P4 et P5, la durée et la vitesse de la minuterie ne peuvent pas être réglées et aucune touche n'est disponible à l'exception de outon de démarrage/arrêt.	Sélectionner le mode P1.
La rotation ne fonctionne pas	Le mode de rotation des têtes de massage est différent d'un mode à l'autre.	Sélectionnez et activez le mode souhaité : P1, P2, P3, P4 ou P5.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: info@good-4you.nl.

Utilisation prévue

- Dieses Produkt ist nur für die in der Anleitung beschriebenen Zwecke bestimmt.
- Der Lieferant haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das Fußmassagegerät (im Folgenden als "das Produkt" bezeichnet) verwenden.

Avertissements et consignes de sécurité



Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gerät. Sie könnten sich daran verschlucken!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

Allgemeines

- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, ist es wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Anweisungen sorgfältig lesen. Beachten Sie die Risiken und Folgen, die mit einer falschen Verwendung des Produkts verbunden sind. Eine missbräuchliche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt oder an damit verbundenen Produkten führen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
- Wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht für kommerzielle Zwecke.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Kabel ziehen oder das Kabel verdrehen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Kabel stolpern und dass das Kabel nicht geknickt, verdreht oder eingeklemmt ist.

Personen

- Das Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder Personen geeignet, die keine Erfahrung oder Kenntnisse über das Produkt haben. Die Nutzung des Produkts ist nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson gestattet, die für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist. Benutzen und lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Wir empfehlen Ihnen, das Fußmassagegerät erst zu verwenden, wenn Sie 16 Jahre oder älter sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie: ein elektronisches Implantat wie einen Herzschrittmacher haben; sind schwanger; Verletzungen oder Verletzungen an Ihren Füßen haben oder unter Erkrankungen wie Warzen, Fußpilz, Hautausschlag oder offenen Wunden leiden; einen bösartigen Tumor, eine Herzerkrankung, Osteoporose oder eine gebrochene Wirbelsäule haben; an Ihrem/Ihren Fuß(en) operiert wurden; Eine Erkältung mit Fieber oder Krampfadern, Thrombose, Gelbsucht, Diabetes, Nervenstörungen, akute Entzündungen, Hautkrankheiten, gebrochene Haut oder Schmerzen ohne eindeutige oder unmittelbare Ursache haben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit mehr als einer Person gleichzeitig. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe Ihrer Augen oder anderer empfindlicher Bereiche. Verwenden Sie das Produkt nicht, während Sie im Bett liegen oder schlafen. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt vor dem Schlafengehen, da das Produkt eine anregende Wirkung hat. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder einer Maschine. Verwenden Sie das Produkt nicht vertikal, um Unfälle oder Verletzungen der Turbine, Fehlfunktionen usw. zu vermeiden.

- Wenn Sie das Produkt an jemand anderen verleihen, achten Sie darauf, dass Sie das Produkt zusammen mit der Bedienungsanleitung weitergeben.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche. Wenn es nicht stabil ist, ist der Körper nicht im Gleichgewicht und es kann zu einem Unfall kommen.
- Das Produkt ist speziell für Beine, Füße usw. geeignet. Verwenden Sie Taille, Hals und andere Teile nicht außerhalb des Verwendungszwecks.
- Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Überhitzung führen. Machen Sie nach 10-minütiger Anwendung eine Pause von mindestens 10 Minuten, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbelastet laufen und kehren Sie die Drehrichtung des Produkts nicht um.
- Reibung kann schädlich für die Haut sein, daher nicht direkt verwenden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt.

Medizinische Notizen

- Das Produkt ist kein Ersatz für die Behandlung durch einen Arzt oder Physiotherapeuten.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung des Produkts einen Arzt, wenn Sie unerklärliche Schmerzen haben, sich in medizinischer Behandlung befinden oder medizinische Geräte verwenden.
- Um eine übermäßige Überstimulation der Muskeln und Nerven zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt nicht länger als 10 Minuten am Stück zu verwenden.
- Wenn Sie während der Verwendung des Produkts Schmerzen oder Beschwerden verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Elektrizität

- Zerlegen, reparieren oder restaurieren Sie das Produkt nicht. Dies kann zu Schäden am Produkt führen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten diese Teile nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Senden Sie das Produkt immer zur Reparatur an ein Servicecenter, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Produkts sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Falls vorhanden, verwenden Sie das Produkt nicht und lassen Sie das Netzkabel und/oder den Stecker von autorisiertem Servicepersonal ersetzen oder reparieren.
- Verwenden Sie nur den vom Lieferanten mitgelieferten Adapter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten (Wasch-)Beckens.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit Wasser in Berührung kommt. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Sollte Wasser in oder auf das Produkt gelangen, schalten Sie das Produkt sofort aus und kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Berühren Sie das Produkt und das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Sollte der Strom während des Gebrauchs ausfallen, schalten Sie das Produkt sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder an das Produkt. Dies kann zu Brand, Stromschlag, Personenschäden oder Schäden am Produkt führen.

Andere

- Achten Sie darauf, die Tasten kurz zu drücken, um das Produkt nicht zu verwirren.
- Führen Sie keine Gegenstände in oder durch die Öffnungen des Produkts ein. Achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile immer Spielraum haben und nichts festsitzt.

Von der Lieferung erhalten

- Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Lieferschein übereinstimmt. Benachrichtigen Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint, reklamieren Sie sofort beim Spediteur und übermitteln Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigte Verpackung zur Begründung Ihrer Reklamation auf.


Inhaltsverpackung

- Good4You Fußmassagegerät – Modell ETF005

Angebrachtes Zubehör

- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Netzteil
- 1x Fernbedienung

Produktmerkmale



 Ein-/Aus-Taste

 Start/Stop-Taste

HIGH Wählen Sie 16 Geschwindigkeiten

MID Wählen Sie 10 Geschwindigkeiten

LOW Wählen Sie 6 Geschwindigkeiten

SPEED ▲ Geschwindigkeit erhöhen

SPEED ▼ Geschwindigkeit reduzieren

TIMER ▲ Timerzeit erhöhen

TIMER ▼ Timerzeit reduzieren

Diese drei
→ Geschwindigkeitsfunktionen sind nur im P1-Modus einstellbar

Der Geschwindigkeitsbereich ist von 1 bis 20 einstellbar
→ Nur im P1-Modus einstellbar

Der Zeitbereich ist von 1 bis 10 Minuten einstellbar und kann nur nach Drücken der Start/Stop-Taste angepasst werden
→ Nur im P1-Modus einstellbar
Nach dem Einschalten beträgt die Standardzeit 10 Minuten

P1

Standardzeit: 10 Minuten und einstellbar durch Drücken der Start/Stop-Taste

Funktion: Nur Vibration

Geschwindigkeit: Einstellbar durch Drücken der Start/Stop-Taste

* Der P1-Modus ist nach dem Einschalten standardmäßig aktiviert

P2

Standardzeit: 10 Minuten

Funktion: Nur Vibration

Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit ändert sich jede Sekunde für insgesamt 60 Sekunden von 1 auf 20 und von 20 auf 1

P3

Standardzeit: 10 Minuten

Funktion: Vibration mit Massage

Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit ändert sich jede Sekunde für insgesamt 60 Sekunden von 1 auf 20 und von 20 auf 1

P4

Standardzeit: 10 Minuten

Funktion: Vibration mit oder ohne Massage

Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit ändert sich jede Sekunde für insgesamt 60 Sekunden von 1 auf 20 und von 20 auf 1

1. Minute: Nur Vibration

2. Minute: Vibration mit Massage

3. Minute: Nur Vibration

4. Minute: Vibration mit Massage

5. Minute: Nur Vibration

6. Minute: Vibration mit Massage

7. Minute: Nur Vibration

8. Minute: Vibration mit Massage

9. Minute: Nur Vibration

10. Minute: Vibration mit Massage

P5

Standardzeit: 10 Minuten

Funktion: Vibration mit oder ohne Massage


Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit ändert sich jede Sekunde für insgesamt 60 Sekunden von 1 auf 20 und von 20 auf 1

2 Minuten: Nur Vibration

3 Minuten: Vibration mit Massage


2 Minuten: Nur Vibration

3 Minuten: Vibration mit Massage




Passend für

Füße



Kälber



Rücken



⚠ **Hinweis:** Benutzen Sie das Produkt immer im Sitzen, niemals im Stehen!

Technische Daten

Abmessungen	40 x 38 x 12 cm
Gewicht	4,1 kg
Farbe	Schwarz
Material	ABS
Kabellänge	1,8 m
Eingang Massagegerät	DC 12V2A
Leistung	30W
Eingangsnetzteil	AC 100-240 V ~ 50/60Hz - 0,7 A
Anzahl der Positionen	5
Geschwindigkeitsstufen	20
Automatische Laufzeit	10 min
Massageart	Shiatsu Massage
Geeignet für (Körperteil)	Füße, Kälber und Rücken
Geeignet für (Funktionen)	Muskelschmerzen, steife Muskeln, Anregung der Durchblutung, wodurch die Muskeln geschmeidig und flexibel werden

Gebrauchsanweisung

- ⚠ Längerer Gebrauch des Produkts kann zu Überhitzung führen. Machen Sie nach 10-minütiger Anwendung eine Pause von mindestens 10 Minuten, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.
- ⚠ Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder gegen das Gerät. Dies kann zu Brand, Stromschlag, Personenschäden oder Schäden am Produkt führen.
- ⚠ Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Hitze, Bereichen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.

1. Gerät:

1.1 Wenn der Stecker in der Steckdose steckt, drücken Sie die "POWER"-Taste und auf dem Bildschirm erscheint: "Standardzeit: 10 Minuten. Geschwindigkeit: 00."

1.2 Drücken Sie die Taste "PROGRAM", um die Modi P1, P2, P3, P4 und P5 anzuzeigen.

Wählen Sie den gewünschten Modus und klicken Sie auf "START" (Programme P2, P3, P4 und P5 sind mit der Fernbedienung wählbar).

1.3 Wenn Sie dem Modus "1.2" nicht folgen möchten, drücken Sie die Taste "START". Das Gerät startet standardmäßig im P1-Modus. Geschwindigkeit und Zeit des Timers sind in diesem Modus einstellbar.

1.4 Schalten Sie das Gerät erst aus, wenn Sie "STOP" drücken.

2. Fernbedienung:

2.1 Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die Taste "  " und auf dem Bildschirm wird Folgendes angezeigt:

Standardzeit: 10 Minuten. Geschwindigkeit: 00."

2.2 Drücken Sie die Taste "  /  ", das Gerät startet standardmäßig im P1-Modus.

(Einzelheiten finden Sie in der Programmliste "P1")

2.3 Wenn Sie den P2-, P3-, P4- oder P5-Modus nutzen möchten, drücken Sie die Taste "  /  ", um den P1-Modus zu beenden, bevor Sie in den P2-, P3-, P4- oder P5-Modus wechseln. Wählt den Modus aus.

Drücken Sie dann zuerst den Modus P2, P3, P4 oder P5 und drücken Sie dann die Taste "  /  ", um den Modus zu starten.

(Einzelheiten finden Sie in der Programmliste von "P1", "P2", "P3", "P4" und "P5")

2.4 Schalten Sie das Gerät erst aus, wenn Sie die Taste "  /  ", drücken.

Wartung und Reinigung

Wartung

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es nicht verwenden, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Produkt staubfrei.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, die das Produkt beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

Reinigung

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Lösungsmitteln und aggressiven Reinigungsmitteln fern.
- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie die Basis und das Bedienfeld des Produkts mit einem feuchten, kurz in Reinigungsmittel getauchten Tuch und wischen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch trocken. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel oder Verdünnern.

Entsorgung und Recycling

- Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem saubereren Lebensumfeld bei! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie es an einer von der Regierung für das Recycling vorgesehenen Sammelstelle ab.

Service und Garantie

- Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, zögern Sie nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren: info@good-4you.nl
- Auf unsere Produkte gewähren wir ein Jahr Garantie. Der Kunde muss einen Kaufbeleg vorlegen können und die Gewährleistung muss innerhalb einer Frist von einem Jahr ab Kaufdatum erfolgen. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Reparatur verursacht wurden; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; bei Mängeln, die auf eigenes Verschulden des Kunden zurückzuführen sind, bei Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Haftungsausschluss

- Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert.

Fehlerbehebung

Probleme	Ursachen	Lösungen
Das Massagegerät funktioniert nicht	1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder der Stecker ist locker und der Kontakt ist schlecht. 2. Kein Strom oder das Netzkabel ist beschädigt. 3. Der Ein-/Aus-Taste ist ausgeschaltet oder der Timer wurde zurückgesetzt. 4. Der Motor schaltet sich automatisch ab, da das Gerät zu lange eingeschaltet war und der Überhitzungsschutz aktiviert ist. 5. Ich habe keinen Originaladapter verwendet.	1. Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein. 2. Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Überprüfen Sie das Netzkabel und ersetzen Sie es, wenn es beschädigt ist. 3. Schalten Sie den Ein-/Aus-Taste ein. 4. Verwenden Sie das Massagegerät, nachdem der Motor auf natürliche Weise abgekühlt ist. 5. Verwenden Sie nur den Original-Adapter aus der Verpackung.
Die Massageintensität ist zu hoch oder zu niedrig	Es wurde die falsche Intensitätsstufe ausgewählt.	Das Gerät verfügt über 20 Geschwindigkeitsstufen. Wählen Sie die Geschwindigkeit, die Sie am angenehmsten finden. Wir empfehlen, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu beginnen.
Zeit und Geschwindigkeit können nicht angepasst werden	Im P2-, P3-, P4- und P5-Modus können die Timerzeit und -geschwindigkeit nicht angepasst werden und außer der Start/Stopp-Taste ist keine Taste verfügbar.	Wählen Sie den P1-Modus.
Drehenfunktioniert nicht	Der Rotationsmodus der Massageköpfe ist für jeden Modus unterschiedlich.	Wählen Sie den gewünschten Modus und aktivieren Sie den gewünschten Modus: P1, P2, P3, P4 oder P5.

Good4You®



Made in PRC

© OnlineGoods
Wielewaalpad 5
5327AV Hurwenen